

機械器具 58 整形用機械器具

一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 (70965001)

アルタピン用ホルダー

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

(1) アルタピン用ホルダー (直)



商品コード
M5100.0010

(2) アルタピン用ホルダー (曲)



商品コード
M5100.0030

2. 原材料

ステンレススチール

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社アルタデント
大阪府大阪市北区芝田 2-8-31
電話 06-6377-2221

製造業者： Altatec GmbH (アルタテック GmbH)
ドイツ

【使用目的又は効果】**

本品は、歯科用インプラントの外科手術に使用する器具であり、先端部でアルタピンを把持し、メンブレンに固定するために使用する。本品は、オートクレーブ又は同等の効果による滅菌により再使用可能である。

【使用方法等】

1. 使用方法

- (1) 本品の先端部にアルタピン(※a)を把持する。
- (2) 患部に配置したメンブレンにアルタピン用ニードル(※b)又はアルタピンドリル(※c)で穿孔する。
- (3) アルタピン(※a)を本品により穿孔部に固定する。
(アルタピン用ホルダー (直)を使用する場合は、アルタピン用マレット(※d)で軽く槌打する。)
- (4) アルタピン用ニードル(※b)を使用してアルタピン(※a)から本品を引き離す。

2. 滅菌方法

付着物を洗浄・除去した後、通法に従ってオートクレーブにより滅菌を行う。
ただし、オートクレーブによる加熱温度は160℃を超えないこと。

3. 併用医療機器(※)

	販売名	承認/届出番号
a	アルタピン	22000BZY00027000
b	アルタピン用ニードル	27B1X00027000034
c	アルタピンドリル	27B1X00027000035
d	アルタピン用マレット	27B1X00027000032

[使用方法等に関連する使用上の注意] *

- ・ 本品は非滅菌であるため、使用前には必要に応じて洗浄・消毒もしくは滅菌すること。
- ・ 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。
- ・ 使用後は付着している血液・組織などが乾燥しないように直ちに洗浄液などに浸漬すること。
- ・ 強アルカリ・強酸性の洗浄液又は消毒液は、本品を腐食させる恐れがあるので使用を避けること。