

## 歯科材料 06 歯科用印象材料

一般医療機器 歯科印象採得用器材 (70887000)

## (A) 印象用キャップ

## (B) インプレッションポスト

再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

## 【形状・構造及び原理等】\*\*

## 1. 構成、形状

本品は以下で構成される。単回使用のため、再使用できない。

|                                                                                                                        | サイズ | 商品コード       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| (1) トランスファーキャップ<br>                   | 3.3 | J2111. 3300 |
|                                                                                                                        | 3.8 | J2111. 3800 |
|                                                                                                                        | 4.3 | J2111. 4300 |
|                                                                                                                        | 5.0 | J2111. 5000 |
|                                                                                                                        | 6.0 | J2111. 6000 |
| (2) バイトレジストレーションキャップ<br>              | 3.3 | J2112. 3300 |
|                                                                                                                        | 3.8 | J2112. 3800 |
|                                                                                                                        | 4.3 | J2112. 4300 |
|                                                                                                                        | 5.0 | J2112. 5000 |
|                                                                                                                        | 6.0 | J2112. 6000 |
| (3) インプレッションポスト オープントレー用<br>         | 3.3 | K2121. 3300 |
|                                                                                                                        | 3.8 | K2121. 3800 |
|                                                                                                                        | 4.3 | K2121. 4300 |
|                                                                                                                        | 5.0 | K2121. 5000 |
|                                                                                                                        | 6.0 | K2121. 6000 |
| (4) インプレッションポスト PS オープントレー用<br>     | 3.8 | K2119. 3800 |
|                                                                                                                        | 4.3 | K2119. 4300 |
|                                                                                                                        | 5.0 | K2119. 5000 |
|                                                                                                                        | 6.0 | K2119. 6000 |
| (5) コーンログ インプレッションポスト オープントレー用<br>  | 3.3 | C2121. 3300 |
|                                                                                                                        | 3.8 | C2121. 3800 |
|                                                                                                                        | 4.3 | C2121. 4300 |
|                                                                                                                        | 5.0 | C2121. 5000 |
| (6) iSy インプレッションポスト オープントレー<br>     | S   | P2121. 3800 |
|                                                                                                                        | M   | P2121. 4400 |
|                                                                                                                        | L   | P2121. 5000 |
|                                                                                                                        |     |             |
| (7) インプレッションポスト クローズドトレー用<br>       | 3.3 | K2110. 3300 |
|                                                                                                                        | 3.8 | K2110. 3800 |
|                                                                                                                        | 4.3 | K2110. 4300 |
|                                                                                                                        | 5.0 | K2110. 5000 |
|                                                                                                                        | 6.0 | K2110. 6000 |
| (8) インプレッションポスト PS クローズドトレー用<br>    | 3.8 | K2109. 3800 |
|                                                                                                                        | 4.3 | K2109. 4300 |
|                                                                                                                        | 5.0 | K2109. 5000 |
|                                                                                                                        | 6.0 | K2109. 6000 |
| (9) コーンログ インプレッションポスト クローズドトレー用<br> | 3.3 | C2110. 3300 |
|                                                                                                                        | 3.8 | C2110. 3800 |
|                                                                                                                        | 4.3 | C2110. 4300 |
|                                                                                                                        | 5.0 | C2110. 5000 |
| (10) iSy インプレッションポスト クローズドトレー<br>   | S   | P2110. 3800 |
|                                                                                                                        | M   | P2110. 4400 |
|                                                                                                                        | L   | P2110. 5000 |
|                                                                                                                        |     |             |

※(7)～(10)にはスクリュー/トランスファーキャップ/バイトレジストレーションキャップが付属している。

## 2. 原材料\*\*

|                                                                                                                                                                                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| トランスファーキャップ<br>バイトレジストレーションキャップ                                                                                                                                                                                            | POM   |
| インプレッションポスト オープントレー用<br>インプレッションポスト PS オープントレー用<br>コーンログ インプレッションポスト オープントレー用<br>iSy インプレッションポスト オープントレー用<br>インプレッションポスト クローズドトレー用<br>インプレッションポスト PS クローズドトレー用<br>コーンログ インプレッションポスト クローズドトレー用<br>iSy インプレッションポスト クローズドトレー用 | チタン合金 |

## 【使用目的又は効果】

本品は歯科印象採得に使用する器材である。

## 【使用方法等】

## 1. 使用方法

- フィクスチャの径に合わせてインプレッションポストを選択する。
- 印象採得するフィクスチャにインプレッションポストを装着する。
- カム溝に正しく納まったことを確認し、スクリューを締め確実に固定する  
＜オープントレー用の場合＞
- 患者用個人トレーに、フィクスチャ埋入位置を目安に穴を事前にあけておく。
- 患者用個人トレーを使用し、印象を採得する。
- 印象を外す際、スクリューを緩め完全にスクリューが外れていることを確認し、患者用個人トレーを口腔内から外す。
- 咬合高径が小さい患者の印象採得時には、スクリューの中折れ部を折りスクリューを短くして使用する。  
＜クローズドトレー用の場合＞
- サイズにあったトランスファーキャップをインプレッションポスト クローズドトレー用上部の溝に合わせて挿入し、確実に固定する。
- 通常の影響採得用トレーを用い、印象採得する。
- 必要に応じてバイトレジストレーションキャップを使用し、咬合採得する。

## 2. 滅菌方法

通法に従ってオートクレーブにより滅菌を行う。ただしオートクレーブによる加熱温度は 160℃を超えないこと。(キャップは除く)

## 【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 破損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。
- 強アルカリ・強酸性の洗浄液又は消毒液は、本品を腐食させる恐れがあるので使用を避けること。
- 本品は非滅菌であるため、ご使用前には必要に応じて洗浄・消毒・もしくは滅菌すること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社アルタデント  
大阪府大阪市北区芝田 2-8-31  
電話 06-6377-2221

製造業者： Altatec GmbH(アルタテック GmbH)  
ドイツ