

歯科材料 06 歯科用印象材料

一般医療機器 歯科印象採得用器材 (70887000)

再使用禁止

ブリッジ用アバットメント印象ポスト

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】**

1. 形状・構造

本品のうちバーアバットメント印象ポストは滅菌された状態で販売される。

(1) ブリッジ用アバットメント印象ポスト

ブリッジ用アバットメント印象ポスト



型式	商品コード
4.3	J2130.4300
6.0	J2130.6000

バーアバットメント印象ポスト ショート



型式	商品コード
4.3	J2129.4300
6.0	J2129.6000

バーアバットメント印象ポスト ロング



型式	商品コード
4.3	J2129.4310
6.0	J2129.6010

(2) ブリッジ用アバットメント用キャップ



型式	商品コード
4.3	J2030.4300
6.0	J2030.6000

2. 原材料

チタン合金

【使用目的又は効果】

歯科印象採得に使用する器材である。

【使用方法等】**

1. 使用方法

- 1) 通法に従い、バーアバットメント(※)を口腔内に装着する。
- 2) 装着したバーアバットメント(※)にブリッジ用アバットメント印象ポストをドライバーにより取り付ける。
- 3) 印象をクローズドトレイ方式により採得する。
- 4) ブリッジ用アバットメント印象ポストを取り外したあと、アバットメント(※)にブリッジ用アバットメント用キャップをドライバーにより装着する。

2. 滅菌方法

通法に従ってオートクレーブにより滅菌を行う。ただし、オートクレーブによる加熱温度は 160℃を超えないこと。
バーアバットメント印象ポストは滅菌品のため、滅菌をせず使用する。

3. 併用医療機器(※)

販売名	承認番号
カムログアバットメント	21200BZY00583000
カムログ COMFOUR アバットメント	23000BZX00079000
コーンログ COMFOUR アバットメント	23000BZX00080000

[使用方法に関連する使用上の注意]**

- ・本品のうちブリッジ用アバットメント印象ポストとブリッジ用アバットメント用キャップは非滅菌であるため、使用前に必要なに応じて洗浄・消毒もしくは滅菌すること。
- ・過剰な外圧をかけたりしないこと。
- ・強アルカリ・強酸性の洗浄液又は消毒液は、本品を腐食させる恐れがあるので使用を避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社アルタデント
大阪府大阪市北区芝田 2-8-31
電話 06-6377-2221

製造業者： Altatec GmbH(アルタテック GmbH)
ドイツ