

歯科材料 06 歯科用印象材料

一般医療機器 歯科印象採得用器材 (70887000)

(A) 印象用キャップ

(B) インプレッションポスト

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】**

1. 構成、形状

本品は以下で構成される。単回使用のため、再使用できない。

	サイズ	商品コード
(1) トランスファーキャップ 	3.3	J2111. 3300
	3.8	J2111. 3800
	4.3	J2111. 4300
	5.0	J2111. 5000
	6.0	J2111. 6000
(2) バイトレジストレーションキャップ 	3.3	J2112. 3300
	3.8	J2112. 3800
	4.3	J2112. 4300
	5.0	J2112. 5000
	6.0	J2112. 6000
(3) インプレッションポスト オープントレー用 	3.3	K2121. 3300
	3.8	K2121. 3800
	4.3	K2121. 4300
	5.0	K2121. 5000
	6.0	K2121. 6000
(4) インプレッションポスト PS オープントレー用 	3.8	K2119. 3800
	4.3	K2119. 4300
	5.0	K2119. 5000
	6.0	K2119. 6000
(5) コーンログ インプレッションポスト オープントレー用 	3.3	C2121. 3300
	3.8	C2121. 3800
	4.3	C2121. 4300
	5.0	C2121. 5000
(6) iSy インプレッションポスト オープントレー 	S	P2121. 3800
	M	P2121. 4400
	L	P2121. 5000
(7) インプレッションポスト クローズドトレー用 	3.3	K2110. 3300
	3.8	K2110. 3800
	4.3	K2110. 4300
	5.0	K2110. 5000
	6.0	K2110. 6000
(8) インプレッションポスト PS クローズドトレー用 	3.8	K2109. 3800
	4.3	K2109. 4300
	5.0	K2109. 5000
	6.0	K2109. 6000
(9) コーンログ インプレッションポスト クローズドトレー用 	3.3	C2110. 3300
	3.8	C2110. 3800
	4.3	C2110. 4300
	5.0	C2110. 5000
(10) iSy インプレッションポスト クローズドトレー 	S	P2110. 3800
	M	P2110. 4400
	L	P2110. 5000

※(7)～(10)にはスクリュー/トランスファーキャップ/バイトレジストレーションキャップが付属している。

2. 原材料**

トランスファーキャップ バイトレジストレーションキャップ	POM
インプレッションポスト オープントレー用 インプレッションポスト PS オープントレー用 コーンログ インプレッションポスト オープントレー用 iSy インプレッションポスト オープントレー用 インプレッションポスト クローズドトレー用 インプレッションポスト PS クローズドトレー用 コーンログ インプレッションポスト クローズドトレー用 iSy インプレッションポスト クローズドトレー用	チタン合金

【使用目的又は効果】

本品は歯科印象採得に使用する器材である。

【使用方法等】

1. 使用方法

- フィクスチャの径に合わせてインプレッションポストを選択する。
- 印象採得するフィクスチャにインプレッションポストを装着する。
- カム溝に正しく納まったことを確認し、スクリューを締め確実に固定する
＜オープントレー用の場合＞
- 患者用個人トレーに、フィクスチャ埋入位置を目安に穴を事前にあけておく。
- 患者用個人トレーを使用し、印象を採得する。
- 印象を外す際、スクリューを緩め完全にスクリューが外れていることを確認し、患者用個人トレーを口腔内から外す。
- 咬合高径が小さい患者の印象採得時には、スクリューの中折れ部を折りスクリューを短くして使用する。
＜クローズドトレー用の場合＞
- サイズにあったトランスファーキャップをインプレッションポスト クローズドトレー用上部の溝に合わせて挿入し、確実に固定する。
- 通常の影響採得用トレーを用い、印象採得する。
- 必要に応じてバイトレジストレーションキャップを使用し、咬合採得する。

2. 滅菌方法

通法に従ってオートクレーブにより滅菌を行う。ただしオートクレーブによる加熱温度は 160℃を超えないこと。(キャップは除く)

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 破損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。
- 強アルカリ・強酸性の洗浄液又は消毒液は、本品を腐食させる恐れがあるので使用を避けること。
- 本品は非滅菌であるため、ご使用前には必要に応じて洗浄・消毒・もしくは滅菌すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社アルタデント
大阪府大阪市北区芝田 2-8-31
電話 06-6377-2221

製造業者： Altatec GmbH(アルタテック GmbH)
ドイツ