

機械器具 58 整形用機械器具

一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具 (70722000)

ロケーター補綴用器具

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、以下の 4 種類で構成され、それぞれ単品で販売する。
本品のうちロケーター パラレルポストは単回使用である。

(1) ロケーター用ドライバ



商品コード
J2253.0001

(2) ロケーター用インスツルメント



商品コード
J2253.0002

※以下の 3 つのパーツからなる。



(3) ロケーター アングル測定ガイド



商品コード
J2253.0003

(4) ロケーター パラレルポスト



商品コード
J2253.0004

2. 原材料

(1)	ロケーター用ドライバ	スチール
(2)	ロケーター用インスツルメント	
(3)	ロケーター アングル測定ガイド	
(4)	ロケーター パラレルポスト	ポリエチレン

【使用目的又は効果】

本品は、歯科インプラント用の補綴物の設計、製作及び装着に用いる器具である。

【使用方法等】*

1. 使用方法

(1) アバットメントの装着

ロケーター用ドライバを用いて、顎骨内に埋植されたフィクスチャ(※a)にロケーターアバットメント(※d)を装着する。トルクラチェット(※b)と組み合わせて使用することにより、適正なトルクで締めることができる。なお、ロケーター用インスツルメントのアバットメントドライバ部分を用いてロケーターアバットメント(※d)を着脱させる事もできるが、トルクラチェットと組み合わせて使用する事はできない。

(2) 角度の確認

口腔内に装着されたロケーターアバットメント(※d)にロケーター パラレルポストを装着し、ロケーター アングル測定ガイドを用いて角度を確認する。

(3) インサートの取り外し

ロケーター用インスツルメントを用いて、義歯に取り込んだロケータープロセッシングハウジング(※c)からインサートを取り外す。ロケーター用インスツルメントのメー

シーティングツール部分とメーリングリムーバルツール部分の接続を緩めて隙間を空けた状態で、メーリングリムーバルツール部分をロケータープロセッシングハウジング(※c)内のインサートに挿入する。ロケータープロセッシングハウジング(※c)からロケーター用インスツルメントを抜くと、インサートをロケータープロセッシングハウジング(※c)から取り外す事ができる。ロケーター用インスツルメントのメーリングシーティングツール部分とメーリングリムーバルツール部分の接続を締めて隙間を閉じ、ロケーター用インスツルメントからインサートを取り外す。

(4) インサートの取り付け

ロケーター用インスツルメントのメーリングシーティングツール部分の先端にインサートを装着し、ロケータープロセッシングハウジング(※c)に挿入してインサートを取り付ける。

2. 滅菌方法**

付着物を洗浄・除去した後、通法に従ってオートクレーブにより滅菌を行う。滅菌時間は 121℃で 20 分以上を推奨する。(ロケーター パラレルポストを除く。)

3. 併用医療機器(※)

	販売名	承認/届出番号
a	カムログインプラント K-シリーズ	22200BZX00868000
	コーンログインプラントシステム	22900BZX00154000
	iSy インプラントシステム	23000BZX00249000
	カムログインプラント プログレッシブライン	30100BZX00215000
	コーンログインプラント プログレッシブライン	30100BZX00204000
b	カムログ レンチ	27B1X00027000005
c	カムログアバットメント ロケーター	22700BZX00379000
d	カムログアバットメント ロケーター	22700BZX00379000
	コーンログインプラントシステム	22900BZX00154000
	iSy インプラントシステム	23000BZX00249000

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 使用前には必要に応じて洗浄・消毒もしくは滅菌すること。
- 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。
- 使用後は付着している血液・組織などが乾燥しないように直ちに洗浄液などに浸漬すること。(ロケーター パラレルポストを除く)
- 強アルカリ・強酸性の洗浄液又は消毒液は本品を腐食させるおそれがあるため使用を避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社アルタデント
大阪府大阪市北区芝田 2-8-31
電話 06-6377-2221

製造業者： Altatec GmbH (アルタテック GmbH)
ドイツ