

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 手術用ネジ回し (33968000)

HEX スクリュードライバー 0.05 インチ

【形状・構造及び原理等】 **

*

1. 構成

単品で販売するほか、構成品の一部を組み合わせて、又は他の医療機器(*1)と組み合わせて販売する。

*1: 組合せて販売する医療機器

販売名: カムログ レンチ
構成品名: トルクラチェット
届出番号: 27B1X00027000005

2. 形状

(1) 手用/ラチェット用 エクストラショート

商品コード
J5317.0510



(2) 手用/ラチェット用 ショート

商品コード
J5317.0501



(3) 手用/ラチェット用 ロング

商品コード
J5317.0502



(4) CA 用 ショート

商品コード
J5317.0504



(5) CA 用 ロング

商品コード
J5317.0503



(6) マニュアルスクリュードライバー

商品コード
J5317.0511

(7) ボールポイント スクリュードライバー
手用/ラチェット用 ショート

商品コード
J5319.0501

(8) ボールポイント スクリュードライバー
手用/ラチェット用 ロング

商品コード
J5319.0502

(9) ボールポイント スクリュードライバー CA 用
ショート

商品コード
J5319.0504

(10) ボールポイント スクリュードライバー CA 用
ロング

商品コード
J5319.0503



3. 原材料

ステンレススチール

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラント修復において、締付けや取り外しをするためのネジ山に適合する軸をもつ手術器具である。軸の反対側は、手動操作用ハンドル設計のものと電動ドライバーの使用が可能な設計のものがある。

【使用方法等】

1. 使用方法

- ① 使用するパーツや状況に応じて適切な本品を選択する。
- ② 対象品と本品を接合させ、本品を回転させて締め付けや取り外しを行う。

2. 滅菌方法

付着物を洗浄・除去した後、通法に従ってオートクレーブにより滅菌を行う。ただし、加熱温度は160℃を超えないこと。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 使用後は付着している血液・組織などが乾燥しないように直ちに洗浄液などに浸漬すること。
- 強アルカリ・強酸性の洗浄液又は消毒液は、本品を腐食させる恐れがあるので使用を避けること。
- 本品は非滅菌であるため、使用前には必要に応じて洗浄・消毒もしくは滅菌すること。[組織や血液に接触するため]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社アルタデント
大阪府大阪市北区芝田 2-8-31
電話 06-6377-2221

製造業者: Altatec GmbH(アルタテック GmbH)
ドイツ