

機械器具 58 整形用機械器具

一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 (70965001)

再使用禁止

ガイドツール プログレッシブライン

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止(ガイドスリーブ)

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、サージカルガイドを用いた歯科用インプラントの外科手術に用いる器具である。未滅菌の状態で、単品又は複数を組み合わせて販売する。本品のうちガイドスリーブは単回使用である。

(1) ガイドスリーブ

	2 個入	直径	商品コード
		3.3	J3754.3301
		3.8	J3754.3801
		4.3	J3754.4301
	50 個入	5.0	J3754.5001
		3.3	J3755.3301
		3.8	J3755.3801
		4.3	J3755.4301
		5.0	J3755.5001

(2) テンプレートドリル



直径	商品コード
3.3	J3753.3300
3.8/4.3	J3753.4300
5.0	J3753.5000

(3) セッティングツール



直径	商品コード
3.3	J3717.3300
3.8/4.3	J3717.4300
5.0	J3717.5000

2. 原材料

(1) ガイドスリーブ	チタン合金
(2) テンプレートドリル	ステンレス鋼
(3) セッティングツール	

【使用目的又は効果】

サージカルガイドを用いた歯科用インプラントの外科手術に用いる器具である。

【使用方法等】*

1. 使用方法

- テンプレートドリルを用いて、サージカルガイドにガイドスリーブを設置するための孔を作製する。
- セッティングツール先端にガイドスリーブを取り付け、サージカルガイドの孔にガイドスリーブを挿入して設置する。
- ガイドスリーブが設置されたサージカルガイドを用いて患者顎骨に埋入窩を形成し、フィクスチャを埋入する。

2. 滅菌方法

付着物を洗浄・除去した後、通法に従ってオートクレーブにより滅菌を行う。滅菌時間は121℃で20分もしくは134℃で5分を推奨する。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- 本品は非滅菌であるため、使用前には必要に応じて洗浄・消毒もしくは滅菌すること。
- 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社アルタデント
大阪府大阪市北区芝田 2-8-31
電話 06-6377-2221

製造業者： Altatec GmbH(アルタテック GmbH)
ドイツ