

歯科材料 06 歯科用印象材料

一般医療機器 歯科印象採得用器材（70887000）

BH チタンスキャンボディ

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
本品は、歯科印象採得時に使用する医療機器である。
(1)BH インターナル チタンスキャンボディ

直径	商品コード
3.0	TP3TSB
3.5	PYTSB
4.5	PGTSB
5.7	PBTSB


(2)BH マルチユニット チタンスキャンボディ

商品コード
PXMUTSB



【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：株式会社アルタデント
大阪府大阪市北区芝田 2-8-31
電話 06-6377-2221
製造業者：BioHorizons Implant Systems Inc.（バイ
オホライズンズ インプラントシステムズ）
アメリカ

2. 原材料
チタン合金

【使用目的又は効果】
本品は、歯科印象採得に使用する医療機器である。

- 【使用方法等】
1. 使用方法
- (1) BH インターナル チタンスキャンボディの場合は、口腔内の
フィクスチャ（※a）あるいは作業模型内のインターナル イ
ンプラントアナログ（※b）にスクリューで装着する。
BH マルチユニット チタンスキャンボディの場合は、口腔内
のマルチユニットアバットメント（※c）あるいは作業模型
内の MU アバットメントアナログ（※2）に装着する。
- (2) デジタル印象を採得する。
- (3) デジタル処理によるワックスアップを行う。

2. 洗浄及び滅菌方法

市販の医療機器洗浄剤とともに 10 分間の超音波洗浄を行った後に
流水下で十分洗浄し、乾燥してから滅菌バッグに入れて滅菌する。

重力置換式	プレバキューム式	プレバキューム式
132℃ / 15 分	132℃ / 4 分	134℃ / 3 分

3. 併用医療機器（※）

	販売名	承認/届出番号
a	バイオホライズンズ システムインプ ラント R	21500BZY00354000
	バイオホライズンズ システムインプ ラント HA	21500BZY00355000
	レーザーロック インプラントシス テム	22300BZX00237000
	レーザーロック 3.0 インプラントシ ステム	22600BZX00087000
	テーパー ドプラス	22700BZX00017000
	テーパー ドレーザーロックインプラ ントシステム	22700BZX00312000
	テーパー ドショートインプラント	23000BZX00277000
b	インプレッションツール	13B1X10031000015
c	MU アバットメントシステム	22900BZX00124000
	MU アバットメントシステム N	22900BZX00249000

- [使用方法等に関連する使用上の注意]
- ・ 本品は非滅菌であるため、使用前には必要に応じて洗浄・消毒
もしくは滅菌すること。
 - ・ 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこ
と。