

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具（70722000）

再使用禁止

カムログ マルチユニット補綴器具

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、歯科インプラント用の補綴物の製作、固定、着脱に用いる器具である。本品のうち以下は単回使用である。

マルチユニットアバットメント 補綴スクリュー ロング
マルチユニット ラボアナログ
マルチユニット インプラントアナログ
マルチユニット プロテクションキャップ

1. 形状・構造

- (1) マルチユニットアバットメント 補綴スクリュー ロング



商品コード
PXMUPSL

- (2) マルチユニットアバットメント 着脱ツール 手用／ラチェット用



商品コード
J5300. 0039
J5300. 0049

- (3) マルチユニットアバットメント 着脱ツール CA 用



商品コード
PXMUHAH

- (4) マルチユニット ラボアナログ



商品コード
PXMUAR

- (5) マルチユニット インプラントアナログ



商品コード
J3026. 4800

- (6) マルチユニット プロテクションキャップ



商品コード
PXMUPA

- (7) マルチユニットアバットメント トライイン
カムログ マルチユニットアバットメント トライイン
ストレート



直径	商品コード
3. 3mm	J2254. 3305
3. 8mm	J2254. 3805
4. 3mm	J2254. 4305
5. 0mm	J2254. 5005

17° アングル



直径	商品コード	
	タイプ A	タイプ B
3. 3mm	K3566. 3300	K3567. 3300
3. 8mm	K3566. 3800	K3567. 3800
4. 3mm	K3566. 4300	K3567. 4300
5. 0mm	K3566. 5000	K3567. 5000

30° アングル



直径	商品コード	
	タイプ A	タイプ B
3. 3mm	K3568. 3300	K3569. 3300
3. 8mm	K3568. 3800	K3569. 3800
4. 3mm	K3568. 4300	K3569. 4300
5. 0mm	K3568. 5000	K3569. 5000

コーンログ マルチユニットアバットメント トライイン
ストレート



直径	商品コード
3. 3mm	C2254. 3305
3. 8mm	C2254. 3805
4. 3mm	C2254. 4305
5. 0mm	C2254. 5005

17° アングル



直径	商品コード	
	タイプ A	タイプ B
3. 3mm	C3566. 3300	C3567. 3300
3. 8mm	C3566. 3800	C3567. 3800
4. 3mm	C3566. 4300	C3567. 4300
5. 0mm	C3566. 5000	C3567. 5000

30° アングル



直径	商品コード	
	タイプ A	タイプ B
3. 3mm	C3568. 3300	C3569. 3300
3. 8mm	C3568. 3800	C3569. 3800
4. 3mm	C3568. 4300	C3569. 4300
5. 0mm	C3568. 5000	C3569. 5000

2. 原材料

- チタン合金
- ステンレススチール
- ステンレススチール
- チタン合金
- ステンレススチール
- チタン合金
- チタン合金/PEEK

【使用目的又は効果】

歯科インプラント用の補綴物の製作、固定、着脱に用いる器具である。

【使用方法等】

1. 使用方法

- (1) マルチユニットアバットメント 補綴スクリュー ロング
マルチユニットアバットメント（※1、2）にマルチユニット
補綴コンポーネント（※1）を仮止めするのに用いる。
- (2) マルチユニットアバットメント 着脱ツール 手用／ラチェット用
- (3) マルチユニットアバットメント 着脱ツール CA 用
歯科用インプラントフィクスチャへのマルチユニットアバ
ットメントへの着脱をするのに用いる。
- (4) マルチユニット ラボアナログ
印象採得後、口腔内模型を作製する際に本品を取り込み、口
腔内のマルチユニットアバットメントを模型上に再現する。
- (5) マルチユニット インプラントアナログ
印象採得後、口腔内模型を作製する際に本品を取り込み、口
腔内の歯科用インプラントフィクスチャを模型上に再現す
る。
- (6) マルチユニット プロテクションキャップ
マルチユニットアバットメント補綴物の接合部を研磨する
際に接合部を保護するため、アバットメント装着する。
- (7) マルチユニットアバットメント トライイン
口腔内の歯科用インプラントフィクスチャまたは、模型上の
マルチユニット ラボアナログあるいはマルチユニット イ
ンプラントアナログに取り付け、歯肉高さを測定するのに用
いる。

※併用医療機器

	販売名	承認番号
1	カムログ マルチユニットアバットメント	30700BZX00191000
2	コーンログ マルチユニットアバットメント	30700BZX00192000

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社アルタデント
大阪府大阪市北区芝田 2-8-31
電話 06-6377-2221

製造業者： Altatec GmbH(アルタテック GmbH)
ドイツ