

歯科材料 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科印象採得用器材 (70887000)

再使用禁止

カムログ マルチユニットインプレッションパーツ

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、歯科印象採得に使用する医療機器である。本品は単回使用である。

1. 形状・構造

(1)-1. マルチユニット インプレッションポスト オープントレー



商品コード

PXMUDPC

(1)-2. マルチユニット インプレッションポストクローズドトレー



商品コード

PXMUIC

(2) マルチユニット スキャンボディ



商品コード

PXMUTSB/C

2. 原材料

チタン合金

【使用目的又は効果】

本品は歯科印象を採得するために用いる器具である。

【使用方法等】

1. 使用方法

(1) マルチユニット インプレッションポスト

(1)-1. マルチユニット インプレッションポスト オープントレー

- ① マルチユニット インプレッションポスト オープントレーをマルチユニットアバットメント(※1, 2)に装着し、手指で固定スクリューを締結する。
- ② 固定スクリューがトレーの開口部に問題なく通ることを確認する。
- ③ 通法どおりに印象採得する。
- ④ 印象後、インプレッションポストの固定スクリューを緩め、取り外し、トレーを口腔内から取り外す。

(1)-2. マルチユニット インプレッションポストクローズドトレー

- ① マルチユニット インプレッションポスト クローズドトレーをマルチユニットアバットメント(※1, 2)に装着し、手指で締結する。
- ② クローズドトレー法を用いて印象を採得する。
- ③ 印象後、トレーを取り外すとインプレッションポストは口腔内に残る。インプレッションポストをアバットメントから取り外す。

(2) マルチユニット スキャンボディ

- ① マルチユニット スキャンボディを口腔内のマルチユニットアバットメント(※1, 2) あるいは作業模型内のマルチユニット ラボアナログ (※3) に装着する。
- ② デジタル印象を採得する。
- ③ デジタル処理によるワックスアップを行う。

※併用医療機器

	販売名	承認/届出番号
1	カムログ マルチユニットアバットメント	30700BZX00191000
2	コーンログ マルチユニットアバットメント	30700BZX00192000
3	カムログ マルチユニット補綴用器具	27B1X00027000173

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社アルタデント
大阪府大阪市北区芝田 2-8-31
電話 06-6377-2221

製造業者： BioHorizons Implant Systems Inc. (バイオ
ホライズンズ インプラントシステムズ)
アメリカ