

医療用品 04 整形用品

高度管理医療機器 歯科用インプラントシステム (70909000)

再使用禁止

コーンログインプラント プログレッシブライン

【禁忌・禁止】

<適用患者>

次の患者には使用しないこと。

- 本品の成分及び類似成分に対して過敏症の既往歴のある患者
- インプラント埋入部位の骨質・骨量がインプラントを支持するのに不十分な患者。[オッセオインテグレーションが得られず、脱落等の恐れがある。]
- 出血性素因を有する患者。[異常出血を起こす恐れがあり、手術部位の治癒が不良になる恐れがある。]
- コントロールされていない糖尿病患者。[手術部位の治癒不良及び易感染性が高まる恐れがある。]
- 一般的な口腔外科手術が禁忌とされる患者。[侵襲により疾患の悪化、既往症の再発もしくは術後の手術部位の治癒が不良になる恐れがある。]
- 骨の成長過程が完了していない患者。[顎骨形成不良の要因となる恐れがある。]
- 悪性腫瘍等により放射線照射や化学療法を受けている患者。[手術部位の治癒が得られない恐れがある。]

<使用方法>

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

- 本品は、歯が欠損した顎骨内に埋植し歯科用補綴物を支持することによって咀嚼機能を回復させる歯科用インプラントである。
- 単回使用であり、再使用することはできない。
- フィクスチャはインサーションポストが予め装着されており、インプラントホルダーに設置されている。インプラントホルダーにはカバースクリューも収納されている。
- 本品はガンマ線滅菌済である。

2. 形状

(1) プログレッシブライン インプラント (スナップマウント)

商品名	商品コード
プログレッシブライン インプラント (スナップマウント) 3.3mm×9mm	C1086.3309
プログレッシブライン インプラント (スナップマウント) 3.3mm×11mm	C1086.3311
プログレッシブライン インプラント (スナップマウント) 3.3mm×13mm	C1086.3313
プログレッシブライン インプラント (スナップマウント) 3.3mm×16mm	C1086.3316
プログレッシブライン インプラント (スナップマウント) 3.8mm×7mm	C1086.3807
プログレッシブライン インプラント (スナップマウント) 3.8mm×9mm	C1086.3809
プログレッシブライン インプラント (スナップマウント) 3.8mm×11mm	C1086.3811
プログレッシブライン インプラント (スナップマウント) 3.8mm×13mm	C1086.3813
プログレッシブライン インプラント (スナップマウント) 3.8mm×16mm	C1086.3816
プログレッシブライン インプラント (スナップマウント) 4.3mm×7mm	C1086.4307
プログレッシブライン インプラント (スナップマウント) 4.3mm×9mm	C1086.4309
プログレッシブライン インプラント (スナップマウント) 4.3mm×11mm	C1086.4311
プログレッシブライン インプラント (スナップマウント) 4.3mm×13mm	C1086.4313
プログレッシブライン インプラント (スナップマウント) 4.3mm×16mm	C1086.4316
プログレッシブライン インプラント (スナップマウント) 5.0mm×7mm	C1086.5007
プログレッシブライン インプラント (スナップマウント) 5.0mm×9mm	C1086.5009
プログレッシブライン インプラント (スナップマウント) 5.0mm×11mm	C1086.5011
プログレッシブライン インプラント (スナップマウント) 5.0mm×13mm	C1086.5013
プログレッシブライン インプラント (スナップマウント) 5.0mm×16mm	C1086.5016

(2) プログレッシブライン インプラント (スクリューマウント)

商品名	商品コード
プログレッシブライン インプラント (スクリューマウント) 3.3mm×9mm	C1085.3309
プログレッシブライン インプラント (スクリューマウント) 3.3mm×11mm	C1085.3311
プログレッシブライン インプラント (スクリューマウント) 3.3mm×13mm	C1085.3313
プログレッシブライン インプラント (スクリューマウント) 3.3mm×16mm	C1085.3316
プログレッシブライン インプラント (スクリューマウント) 3.8mm×7mm	C1085.3807
プログレッシブライン インプラント (スクリューマウント) 3.8mm×9mm	C1085.3809
プログレッシブライン インプラント (スクリューマウント) 3.8mm×11mm	C1085.3811
プログレッシブライン インプラント (スクリューマウント) 3.8mm×13mm	C1085.3813
プログレッシブライン インプラント (スクリューマウント) 3.8mm×16mm	C1085.3816
プログレッシブライン インプラント (スクリューマウント) 4.3mm×7mm	C1085.4307
プログレッシブライン インプラント (スクリューマウント) 4.3mm×9mm	C1085.4309
プログレッシブライン インプラント (スクリューマウント) 4.3mm×11mm	C1085.4311
プログレッシブライン インプラント (スクリューマウント) 4.3mm×13mm	C1085.4313
プログレッシブライン インプラント (スクリューマウント) 4.3mm×16mm	C1085.4316
プログレッシブライン インプラント (スクリューマウント) 5.0mm×7mm	C1085.5007
プログレッシブライン インプラント (スクリューマウント) 5.0mm×9mm	C1085.5009
プログレッシブライン インプラント (スクリューマウント) 5.0mm×11mm	C1085.5011
プログレッシブライン インプラント (スクリューマウント) 5.0mm×13mm	C1085.5013
プログレッシブライン インプラント (スクリューマウント) 5.0mm×16mm	C1085.5016

<外観>



3. 原材料

フィクスチャ	純チタン
カバースクリュー	チタン合金
インサーションポスト	チタン合金、シリコーン

【使用目的又は効果】

歯の欠損部位の顎骨内に埋植し、歯科用補綴物を支持することによって咀嚼機能を回復させる。

【使用方法等】*

1. 使用方法

(1) 術前診査

術前の適切な診査・診断を行い、適切な治療計画を立案する。

(2) 骨の穿孔

サージカルステント等を用いて通法（パイロットドリル、ラウンドドリル、ブレードドリル、フォームドリル）により顎骨にフィクスチャ埋入用の孔を順次拡大、形成する。

(3) フィクスチャ埋入

適切な直径及び長さをもつフィクスチャを選択し、形成された顎骨に埋入する。埋入深度は、フィクスチャのブラットフォーム面が歯槽骨頂より 0.4mm 上方に出るようにするか、あるいは歯槽骨頂と同じ高さになるようにすること。次いで、カバースクリューを連結し、フィクスチャ埋入部を封鎖し、骨の治癒を待つ（上顎 4 ヶ月以上、下顎 3 ヶ月以上）。

(4) ジンジバフォーマー装着

骨の再生後、カバースクリューを外し、次いでジンジバフォーマーを装着し、歯肉の治癒を待つ。

(5) 技工操作

通法通りの印象採得を経て技工作業模型を作成し、アバットメントを形成する。

(6) アバットメントの連結

歯肉の治癒後、アバットメントをフィクスチャに装着する。専用レンチを用い、アバットメントスクリューにより固定する、あるいはアバットメントをフィクスチャにねじ込んで固定する。専用レンチと適切な締め付けトルクは以下（※2）のとおり。

(7) 補綴物装着

その後、適切な補綴コンポーネントを用いて補綴物を作製し、アバットメントに装着する。術後は、定期的に患者の審査を行い、必要に応じて咬合調整、口腔内清掃の指導など、適切な処置を施す。

(8) 適用範囲

コーンログインプラントシステムのうちロケータアバットメントとの併用においては、3.3mmを上顎及び臼歯部に使用してはならない。

2. 併用医療機器(※)

※1：本品は「コーンログインプラントシステム、承認番号：22900BZX00154000」ジンジバフォーマー、アバットメントおよびアバットメントスクリューまたは「コーンログ COMFOUR アバットメント、承認番号：23000BZX00080000」のアバットメントおよびアバットメントスクリューと組合わせて使用する。

※2：

構成品名	販売名	届出番号	締め付けトルク
トルクラチェット	カムログ レンチ	27B1X00027000005	—
ヘックススクリュードライバ	HEX スクリュードライバ 0.05 インチ	27B1X00027000127	20N・cm
ロケータ用ドライバ	ロケータ補綴用器具	27B1X00027000116	3.3 3.8-5.0
ブリッジ用アバットメント着脱ツール	カムログインプラント補綴用器具	27B1X00027000026	3.3 3.8-5.0
			20N・cm 30N・cm 20N・cm 30N・cm

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- (1) 術前にX線検査（パノラマ、CT等）を用いて解剖学的構造とインプラント体埋入予定部位の形状などを三次元的に診断し、骨質、骨量、骨形態の検査を行い、重要な組織への配慮を含めた臨床的評価を行うこと。
- (2) 設計においては、インプラント及びアバットメントへの負荷を十分に考慮し、必要な本数とサイズを選択すること。
- (3) インプラント埋入窩を形成する前に埋入部位の計測を行うこと。
- (4) 埋入窩の形成には適切なインスツルメントを用いること。
- (5) ドリリングやインプラント体埋入時には、周辺組織への穿孔や損傷に注意すること。
- (6) 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。
- (7) アバットメント等を装着する際は、フィクスチャの内面を十分洗浄すること。
- (8) 術中は患者の全身のおよび口腔内の状態を監視し、異常が認められた場合は治療の中止等を含め、患者の安全を確保すること。
- (9) 術後の定期的な診査を行い、必要に応じて適切な処置を講ずること。

【使用上の注意】*

[使用注意（次の患者には慎重に適用すること）]

- (1) 咬合障害、パラファンクション（ブラキシズム等）を有する患者。[インプラント体や補綴物の破損により外傷が生じ、再手術が必要になる恐れがある。]
- (2) 周術期の喫煙者。[創傷の治癒が得られない恐れがある]
- (3) 放射線治療の既往歴がある患者。[手術部位の治癒が得られない恐れがある]
- (4) ビスフォスフォネート系薬剤の投与患者。[顎骨壊死、顎骨骨髓炎があらわれることがある。]

- (5) 長期間に及ぶステロイド療法実施患者あるいは抗凝固薬、抗血小板薬を使用している患者。[手術部位、周囲組織、又は患者の治癒機能に影響する場合がある。]
- (6) 免疫抑制薬を使用している患者。[手術部位の治癒及び予後に影響する場合がある。]
- (7) 治療に非協力的な患者、口腔衛生管理・術後管理ができない患者[術後のケアが困難になる恐れがある。]

[重要な基本的注意]

- (1) インプラント治療を行う際には、「口腔インプラント治療指針」（公益社団法人日本口腔インプラント学会編）等の最新情報を参考に行うこと。
- (2) MRI 装置（磁気共鳴画像診断装置）への適合性
非臨床試験によって本品はMR Conditionalであることが示されている。本品を装着した患者に対して、以下に示される条件下においては、安全にMR検査を実施することが可能である（自己認証による。）；
・静磁場強度 1.5 T又は3.0 T
・静磁場強度の勾配 4,000 Gauss/cm (40 T/m)
・最大MR 装置が示す頭部平均SAR 3.2 W/kg（通常操作モード）あるいは全身平均SAR 4 W/kg（第一次水準管理操作モード）
上記条件で 15 分の連続スキャン時間において本品に生じ得る最大の温度上昇は4℃以下である。本品が 3 TのMR 装置における勾配磁場エコー法による撮像で生じうるアーチファクトは本品の実像から 23 mm である。

[相互作用]（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

<併用注意>

- (1) 電気メス・高周波メス等は手術時にインプラント体に接触しないように注意すること[意図しない発熱やスパークが発生する恐れがある]

[不具合・有害事象]

本インプラント治療に伴う合併症は下記のものに含まれるが、それだけに限局されるものではない。

<不具合>

- (1) フィクスチャまたは補綴物等の破折
- (2) フィクスチャの脱落

<有害事象>

- (1) 過敏症状
- (2) 疼痛や腫脹及び感覚障害等
- (3) 局所的・全身的感染症

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社アルタデント
 者： 大阪府大阪市北区芝田 2-8-31
 電話 06-6377-2221
 製造業者： Altatec GmbH(アルタテック GmbH)
 ドイツ