

ゲート・ビュー UGA-526

【禁忌・禁止】

適用対象（患者）

次のような患者に使用しないこと。

- ・真つすぐ立てない方〔転倒の恐れがあるため〕
- ・支持なしで3分以上立てない患者〔転倒の恐れがあるため〕
- ・開眼起立時バランスを失う患者〔転倒の恐れがあるため〕

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

- (1) 本体（寸法 L700×W500×H45mm / 質量 4.8kg）



(2) 付属品

- ①電源ケーブル
- ②USB ケーブル（PC 接続用）

2. 体に接触する部位の原材料

名称	原材料
プレート部	PVC（ポリ塩化ビニル）

3. 原理

本品は、平衡機能測定・訓練及び動作技量訓練を行う装置であり、パーソナルコンピュータと接続して使用する。軽度障害者への起立バランス訓練から高度障害者への機能回復訓練まで、患者にあった訓練の難易度を選択することができる。

【使用目的又は効果】

測定台に直立した人体の重心の位置と動きを表示し、定量解析等を行う。

【使用方法等】

詳細は取扱説明書をご参照ください。

1. 設置方法

- ・本体を水平で安定した場所に設置すること。傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意して設置すること。水のかかる場所や、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、暖房器具などの熱風が当たる場所、化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。

周囲温度:-10℃～50℃

相対湿度:20～75%結露無きこと

気圧:700～1060hPa

2. 使用方法

- ① 電源ケーブルを電源に接続します。
- ② PC を起動します。
- ③ 本品と PC を USB ケーブルで接続します。
- ④ 本品の専用アプリケーションを起動します。
- ⑤ 各種の測定又は訓練を行います。
- ⑥ 測定結果の表示や印刷を行います。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・本品とPCを接続してから専用アプリケーションを起動すること。
[PCが本品を認識しない可能性があるため]
- ・本品のUSBケーブル接続部分には負荷を掛けないこと。[故障の恐れがあるため]
- ・本体のプレート部以外には乗らないこと。[転倒や本品の故障の原因となるため]
- ・鋭利なものや人以外を乗せないこと。[故障の恐れがあるため]

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- ・関節や整形外科的な疾患がある患者〔転倒の恐れがあるため〕
- ・鎮静剤、睡眠薬、かぜ薬、アスピリン、またはめまいを抑える薬剤を服用している患者〔転倒の恐れがあるため〕
- ・生命を維持するための薬剤（インスリン、血圧や心臓系など）や発作を抑える薬剤を服用している患者〔転倒の恐れがあるため〕

2. 重要な基本的注意

使用方法

- ・検査時は患者の急な転倒に備えて、すぐに被験者を支えられるようにすること。
- ・機器の周りには障害物などがいないよう十分なスペースを確保すること。[患者が転倒した場合にけがの恐れがあるため]

3. 相互作用

[併用禁忌]（併用しないこと）

医療機器の名称等	措置方法	機序・危険因子
高圧酸素患者治療装置	併用しないこと	爆発または火災の恐れがあるため
可燃性麻酔ガスおよび高濃度酸素雰囲気内での使用	併用しないこと	爆発または火災の恐れがあるため

4. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

転倒しないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

耐用期間6年

[自己認証（製造元データ）による。指定の保守点検をした場合に限る]

取扱説明書を必ずご参照ください

【取扱い上の注意】

本装置、付属品を使用後は必ず清潔にして整理、保管してください。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点事項
 - ・本装置の勝手に修理や改造をしないでください。発火・事故の原因となります。故障した場合は、使用を中止して販売店へご連絡ください。
 - ・使用に際し必ず正しく動作することを日常的に点検してください。不具合が見られた場合は使用せず販売店へご連絡ください。
2. 業者による保守点事項
 - ・性能を維持するために定期的に（1 年を目安）販売店にて点検を受けてください。
 - ・故障等が発生した場合は、自ら修理せず、弊社または弊社指定の業者に問い合わせしてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：アイソン株式会社

〒 332-0032 埼玉県川口市中青木 3-12-21

TEL：048-299-3597

製 造 国 名：日本

製 造 業 者 名：株式会社ジースベック