

類別：機械器具 22 検眼用器具

一般医療機器 検眼レンズ JMDN コード：34653000

Katena 単回使用検査用レンズ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・本品は滅菌済み製品であるため、再滅菌、再使用しないこと。
- ・使用期限が過ぎている場合には使用しないこと。
- ・包装の破損等により、製品の無菌性が損なわれていると考えられる場合には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

品名	視野角	倍率	レーザーポット倍率
90D レンズ ディスポーザブル	75°	0.64x	—
78D レンズ ディスポーザブル	80°	0.77x	—
60D レンズ ディスポーザブル	68°	0.96x	—
28D レンズ ディスポーザブル	53°	2.1x	0.47x
20D レンズ ディスポーザブル	53°	3.0x	0.33x

(カラー写真)

90D レンズ ディスポーザブル



78D レンズ ディスポーザブル



60D レンズ ディスポーザブル



28D レンズ ディスポーザブル



20D レンズ ディスポーザブル



【使用目的】

眼科において検査又は診断のため眼内観察に用いる単回使用の検眼レンズである。

【使用方法等】

1. 本品を無菌的に開封する。
2. 本品はディスポーザブル製品であるので、一回限りの使用のみで再使用できない。
3. 患者にまっすぐ前方を見るよう指示する。
4. 本品を患者に触れないよう患者眼前に保持する。
5. 細隙灯顕微鏡(スリットランプ)又は双眼倒像鏡を介して眼内を観察する。

【使用上の注意】

- ・使用目的以外には使用しないこと。
- ・再滅菌、再使用しないこと。
- ・使用期限が過ぎている場合には使用しないこと。
- ・包装の破損等により、製品の無菌性が損なわれていると考えられる場合には使用しないこと。
- ・使用するために必要な知識、技術に習熟した医師以外は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

(貯蔵・保管方法)

- ・清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管する。
- ・直射日光や水漏れは避けるよう細心の注意を払うこと。
- ・輸送及び保管条件：-10℃～+40℃

(使用期限)

包装の使用期限の欄に表示

【包装】

包装単位：一箱（10 個入り）

【外国製造業者の氏名又は名称及び住所等】

KATENA PRODUCTS, INC. U.S.A.

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

株式会社アンフィ

住所：〒530-0043 大阪市北区天満 2-1-20