

機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯面漂白用加熱装置（31806009）特定保守管理医療機器 **クリスタル オフィス****【禁忌・禁止】**

- 歯科診療、歯科治療以外には使用しないこと。
- 本品の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
- 劣化や異常が見られた場合には、本品の使用を中止すること。
- 本品の形態変更や改造は絶対しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

本体寸法：約 85×115×35mm



2. 原理

本品は充電された電池を用いて LED を可動させ、その光を用いて加熱する。

波長域：青色 LED ピーク波長 405nm

近紫外線 LED ピーク波長 375nm

【使用目的又は効果】

歯面漂白材料の漂白作用を加熱によって促進するために使用する。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

START/STOP スイッチを長押しして、電源を入れてください。
画面が表示されます。

2. 操作

- 1) タイマー（SET）スイッチを押した後、TIME の上下スイッチで時間を設定します。
- 2) 照射
START/STOP スイッチで照射を開始し、ブザーが鳴ることにより照射終了を知らせます。設定時間に達すると、自動的に照射が終了します。
- 3) 照射の終了
設定時間に達するか、又は、START/STOP スイッチを再度押すことにより、照射が終了します。

3. 充電

- 1) 充電コードの接続
充電コードを商用電源（AC100V）のコンセントに接続します。
画面下 CHARGE の LED が点灯することで充電されていることが確認できます。
- 2) 電池の使用状況は TIME の上下スイッチを同時に押すと表示されます。

【使用上の注意】

<使用注意>

本品を使用する前には次の事項に注意する。

- 使用前に必ず機器を作動させること。
- 異音や異常な振動を感じた場合は、使用を取りやめること。

【保守・点検に係る事項】

詳細については、取扱説明書の使用上の保守点検の項をご使用前に必ずお読み下さい。

- 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- しばらく使用しなかった本品を再使用する時には、使用前に必ず正常かつ、安全に作動することを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- 直射日光に長時間さらされないこと。
- 乾燥した場所に保管すること。
- 振動、衝撃を過度に加えないこと。

温度：-20 ～ 55℃

湿度：80%以下（結露しないこと）

気圧：70～106KPa

<耐用期間>

3 年間。

※ 正規の使用方法、保守点検、消耗品などの交換を行った場合に
限る。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

Angelus Japan 株式会社

電話番号：072-657-7756

取扱説明書を必ず参照してください。