

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣

(71105001)

BOB+ONE ME（ビーオービープラスワンエムイー）

【禁止・禁忌】

- ・湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常がある時は使用しないこと。
- ・かゆみ、かぶれ等の皮膚の異常を感じた場合は使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】

1 形状・構造



	S	M	L	XL	XXL
身丈	65	68	71	74	77
身幅	48	50	53	56	59
肩幅	41	43	46	49	52
袖丈	21	22	23	24	25

2 原理

本製品は、布地の原材料繊維に遠赤外線を輻射するセラミック素材を使用し、重ねて布地上に遠赤外線を輻射する鉱石パウダーを含む特殊プリント加工を施す。遠赤外線の血行促進作用により、身体疲労や筋肉のこり等の症状を改善する衣類形状の医療機器である。

3 原材料（主なもの）

ポリエステル

【使用目的又は効果】

遠赤外線の血行促進作用により次の効能が期待できる。

- ・身体疲労の回復、軽減
- ・筋肉のハリやコリの改善
- ・筋肉疲労の軽減

【使用方法等】

- ・本製品に破損がないか確認して着用する。
- ・本製品は衣類として着用し、それ以外の方法で使用しない。
- ・本製品は日常活動時、運動時、睡眠時いつでも使用できる。
- ・本製品は再使用が可能である。
- ・効果には個人差があるため 20 日以上での長期着用が望ましい。
- ・睡眠時の着用にあたっては、発汗作用が高まる可能性があるため、十分な水分補給を行う。

【使用上の注意】

- ・着用中に皮膚の異常を感じた場合は使用を中止すること。
- ・湿疹、かぶれ、傷等の皮膚の異常がある場合は使用しないこと。
- ・長時間の摩擦や揉み作用で毛玉ができたりプリントが剥がれたりすることがあるので注意すること。
- ・長時間水に浸けたり、濡れたまま重ね置きしたりすることで、色移りすることがあるので注意すること。
- ・漂白剤の使用はしないこと。
- ・乾燥機の使用はしないこと。
- ・湿気や日光（紫外線）の影響や長期の使用による経年劣化で伸びが生じることがあるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。
- ・しばらく使用しない場合は一度干してから、湿気の少ない場所で保管すること。
- ・有効期間：2 年間。ただしこの期間はあくまで目安であり、使用状況によって異なる。

【取扱い上の注意】

- ・素材の特性上、無理な力を加えることで、本製品が伸びたり、プリントが剥がれたりすることがあるので注意する。
- ・長期使用による経年劣化で本製品の伸び、変色、プリント剥がれが生じる場合があるので注意する。

【包装】

1 枚／1 袋

【製造販売業者及び製造業者の名称等】

アクティブプリント株式会社

【販売業者】

株式会社 Riche（リシュ）

大阪府摂津市鳥飼上 4-11-25

問い合わせ窓口：0120-613-958