

器 06 呼吸補助器
一般医療機器 人工呼吸器用マスク (70564000)
インファントフロー LP 鼻マスク neo

再使用禁止**【禁忌・禁止】**

<使用方法>

- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

<形状>



サイズの違いにより、5 種類 (XS、S、M、L、XL) ある

品番	サイズ	色による識別
777002XS	XS	緑
777002S	S	赤
777002M	M	青
777002L	L	紫
777002XL	XL	白

<原理>

鼻マスクを鼻部に密着し、換気を行うことで、人工呼吸器からのガスが患者に供給され、また、患者からの呼気は人工呼吸器の呼吸回路へ流れる。

【使用目的又は効果】

人工呼吸器の呼吸回路に接続し、患者の鼻をおおい、患者に人工呼吸器からのガスを供給するためのマスクである。

【使用方法等】

[使用準備]

- 1) 患者の鼻に適合するサイズの鼻マスクを選択する。
- 2) 鼻マスクを併用医療機器であるインファントフローLP ジェネレーターシステム(認証番号:225ADBZI00132000)の先端に装着する。

[使用中]

- 1) 鼻マスクが適切に装着されており、人工呼吸器にて設定された圧力、酸素濃度でガスが供給されていることを確認する。
- 2) 少なくとも 3~4 時間ごとに以下の事項を確認する。
 - ① 鼻や周辺の皮膚に歪みや刺激がないこと
 - ② 加湿不足による鼻部粘膜障害がないこと
 - ③ 患者の鼻がインファントフローLP ジェネレーターシステム等によって引っ張られていないこと
 - ④ 患者の目が完全に見え、鼻孔が塞がれていないこと

使用方法の詳細は、併用医療機器及び人工呼吸器の取扱説明書に従って使用すること。

[使用後]

- 1) 本品はディスポーザブル品につき、使用後は廃棄する。

【組み合わせて使用する医療機器】

本品は下記医療機器と併用して使用する

販 売 名 : インファントフローLP ジェネレーターシステム

認証番号 : 225ADBZI00132000

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 本品は滅菌されていない。
- 2) 本品を患者に接続する前に必ず、正常に換気動作することを確認するため、併用医療機器及び人工呼吸器の使用前点検手順に従って使用前点検を実施すること。
- 3) 患者の鼻のサイズに合ったものを使用すること。
- 4) 定期的に鼻マスクと皮膚との接触面を変えること。[患者の顔面にかかる圧力を低減するため。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : エア・ウォーター・メディカル株式会社

製 造 業 者 : Vyaire Medical, Inc. (米国)