

添付資料 1

*2016年9月（第2版）（新記載要領に基づく改訂）
2014年11月（新様式第1版）

製造販売届出番号13B3X10011000008

医療用品 05 副木
一般医療機器 手・指用副木 16210000

C'sナチュラルシーネ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・創傷部位に直接当てないこと
- ・本品をハサミなどでカットしないこと
[割れや破損の原因となる]

*【保管方法及び有効期間等】

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて清潔な場所に保管してください。

【形状・構造及び原理等】

本品は天然木に和紙を接着した副木です。

和紙の材質：セルロース繊維

サイズ及び寸法

サイズ	寸法
大	長さ330mm 幅51mm 厚さ2.0mm
中	長さ290mm 幅51mm 厚さ2.0mm
小	長さ240mm 幅51mm 厚さ2.0mm

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社イシバシ

東京都新宿区西早稲田 1-5-12

TEL 03-3203-2618

*【使用目的又は効果】

骨折部位の支持、固定に使用する。

*【使用方法等】

患部に応じて適切なサイズの本品を選び使用して下さい。

1. ハサミなどでカットしないで下さい。
[割れたり破損したりするおそれがあります。]
2. 布等で覆い和紙面を肌側にして患部に当てて下さい。
3. 本品を曲げて患部の形状に合わせて下さい。
4. 包帯や粘着テープ等で固定して下さい。
その際にはきつく巻き過ぎないで下さい。
[血行障害や神経障害を起こすおそれがあります。]

【使用上の注意】

1. 使用上の注意（次の患者には慎重に使用すること）
患部に皮膚障害（感染創、潰瘍、発疹、腫脹等）がある患者に使用する際は、局所管理を十分に行い慎重に使用して下さい。
[症状を悪化させるおそれがあります。]
2. 不具合・有害事象
本品の使用中に発赤、かゆみ、かぶれ、痛み等の症状が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置をして下さい。
3. その他
本品に破損、変形、汚染等がある場合は使用しないで下さい。