

機械器具 53 医療用消息子

一般医療機器 眼科用消息子（JMDN：35251000）

販売名：M-1130 三宅式ブザー 10mm ステップ スケール付き

【禁忌・禁止】

1. 本品の二次加工（改造・調整等）は絶対にしないこと〔折損及び本来機能を損なう原因となるため〕。
2. 局部的に一度変形（屈曲）したものは、復元しようとして再使用したりしないこと。〔応力による金属疲労により使用中に折損するおそれがあるため〕

【形状、構造及び原理等】

10mm 間隔に艶消し加工が施された細いロッド様の消息子で、涙管の状態に合わせて挿入が可能となるように太さが異なる2種が柄の両側についている。

外観写真



形状及び寸法

刻印	型式	商品名	全長	直径
04/05	M-1130	三宅式ブザー 10mmステップスケール付き	140 mm	0.65 mm/0.70 mm

ステンレス鋼(SUS303)

【使用目的又は効果】

涙管及び関連組織の検査、閉塞部の改善、拡張等に使用する。

【使用方法等】

先端部を涙点より挿入し、涙道内の閉塞部を検査後、閉塞部の状態により適正な太さの器具を選択、挿入し、涙管を拡張させたり、閉塞部を先端で突いて涙道の確保・改善をする。滅菌方法：高圧蒸気滅菌

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌（保守・点検に係る事項参照）をすること。
2. 既定の使用目的以外に使用しないこと。
3. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
4. 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があり、また、器具の表面を損傷するので併用しないこと。
5. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので、出来るだけ使用を避けること。使用中に付着したときには水洗いすること。
6. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに直ちに洗浄液等に浸漬すること。また、必要以上の浸漬は表面を劣化させるおそれがあるので、洗浄液の適正な用法用量（時間）で浸漬後、蒸留水で洗い流し、十分に乾燥させること。
7. 医師の指示に従い静止状態を保つことが困難な乳幼児等には適切な対応により、安全を確認出来る場合のみ使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温・多湿・直射日光を避けて保管すること。
2. 滅菌したものを保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに有効保管期間の管理をすること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前に汚れ、疵、曲がり等の異常がないか点検すること。
2. 洗浄／滅菌を装置で行う場合には、器具同士が接触して微細な先端部を損傷させないように隔離されたシリコンメッシュマットあるいはラック式滅菌用コンテナ等にセットすること。
3. 洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げすすぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いることを推奨する。
4. 強アルカリ／強酸性／塩素系／ヨウ素系の洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので使用を避けること。
5. 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時の使用はしないこと。
6. 使用後は、出来るだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒すること。
7. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに直ちに洗浄液等に浸漬すること。また、必要以上の浸漬は表面を劣化させるおそれがあるので、洗浄液の適正な用法用量（濃度・時間）で浸漬後、蒸留水で洗い流し、十分に乾燥させること。
8. 点検後、セット・包装をし、高圧蒸気滅菌をすること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社イナミ

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目24番2号

TEL 03-3814-1731 / FAX 03-3814-3334

製造業者 有限会社新田医科器械製作所