

歯 01 歯科用金属
管理医療機器 歯科用銀ろう 70779000

ハイ銀ろう

【禁忌・禁止】

本合金または類似成分の合金に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】

該当規格

JIS T6111「歯科用銀ろう」

成分・分量

成分	分量
銀	50.0%
銅	28.0%
亜鉛	22.0%

物理的性質

	液相点
ハイ銀ろう	740℃
JIS T6111	800℃≧

*【使用目的又は効果】

歯科補綴物又は装置をろう付けすること。

*【使用方法等】

1. 本材を使用の際には、ろう付け母材の融点が、本材より 100℃以上高い金属に使用ください。
2. ろう付けの際には金属表面の酸化物を取り除くため、フラックスを使用ください。
3. フラックスは「歯科用フラックス」を用い、その説明書に記載してある注意事項をお守りください。

*【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本合金のろう着設備付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、ろう着により発生する粉塵及び蒸気を吸入しないこと。
2. 本合金の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
3. 口腔内で本合金の削合や研磨を行わないこと。

*【保管方法及び有効期間等】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

井元特殊冶金株式会社 交野工場

TEL:072-891-0596