

機械器具 58 整形用機械器具
 一般医療機器 手術用ドリルビット(32390000)

ドリル

***【形状・構造及び原理等】

***1.形状

LDRILL

DE



SPD3.2S



SPD3.5S



SPD3.8S



SPD4.2S



SD2.3



SD2.8



SD3.4



SD3.8



SD4.4



SD4.8



SD5.4



SPCD3.3



SPCD4.1



SPCD4.8



SPCD4-6



SPCD5-6



SD2.3L



SD2.8L



DGDE



SD2.3S



SD2.8S



SD3.4S



SD3.8S



SD4.4S



SD4.8S



SD5.4S



CBD3.2



CBD3.7



CBD4.2



CBD4.7



CBD5.2



CBD5.7



CBD7.0



GBLD3.8



GBLD4.8



GD2.0-6



GPD



D5.1



D5.1S



SPD2.3



SPD2.8



GSD2.3-8



GSD2.3-10



GSD2.3-11



GSD2.3-13



GSD2.3-16



SPD3.2



SPD3.5



SPD3.8



SPD4.2



SPD5.1



GSD2.8-8

GSD2.8-10

GSD2.8-11

GSD2.8-13

GSD2.8-16

GSD4.8-8

GSD4.8-10

GSD4.8-11

GSD4.8-13

GSD4.8-16



GSD3.4-8

GSD3.4-10

GSD3.4-11

GSD3.4-13

GSD3.4-16

**2. 構成品



GSD3.8-8

GSD3.8-10

GSD3.8-11

GSD3.8-13

GSD3.8-16



GSD4.4-8

GSD4.4-10

GSD4.4-11

GSD4.4-13

GSD4.4-16



カタログ 番号	カタログ名	最大外径(mm)
LDRILL	ロケータドリル 2.3	2.3
DE	ドリルエクステンダー	4.4
カタログ 番号	カタログ名	刃部最大径/先端径 (mm)
SD2.3	ステップドリル 2.3/2.0L	2.3/2.0
SD2.8	ステップドリル 2.8/2.3L	2.8/2.3
SD3.4	ステップドリル 3.4/2.8L	3.4/2.8
SD3.8	ステップドリル 3.8/3.4L	3.8/3.4
SD4.4	ステップドリル 4.4/3.8L	4.4/3.8
SD4.8	ステップドリル 4.8/4.4L	4.8/4.4
SD5.4	ステップドリル 5.4/4.8L	5.4/4.8
SD2.3S	ステップドリル 2.3/2.0S	2.3/2.0
SD2.8S	ステップドリル 2.8/2.3S	2.8/2.3
SD3.4S	ステップドリル 3.4/2.8S	3.4/2.8
SD3.8S	ステップドリル 3.8/3.4S	3.8/3.4
SD4.4S	ステップドリル 4.4/3.8S	4.4/3.8
SD4.8S	ステップドリル 4.8/4.4S	4.8/4.4
SD5.4S	ステップドリル 5.4/4.8S	5.4/4.8
カタログ 番号	カタログ名	中間/最終刃部最大径 (mm)
CBD3.2	コーティカルボンドドリル 3.2 用	3.0/3.9
CBD3.7	コーティカルボンドドリル 3.7 用	3.6/4.9
CBD4.2	コーティカルボンドドリル 4.2 用	4.1/4.9
CBD4.7	コーティカルボンドドリル 4.7 用	4.6/5.9
CBD5.2	コーティカルボンドドリル 5.2 用	5.1/5.9
CBD5.7	コーティカルボンドドリル 5.7 用	5.7/6.7
CBD7.0	コーティカルボンドドリル 7.0 用	5.4/6.9
カタログ 番号	カタログ名	刃部径(mm)
D5.1	ストレートドリル 5.1L	5.1
D5.1S	ストレートドリル 5.1S	5.1
SPD2.3	SW ストレートドリル 2.3L	2.3
SPD2.8	SW ストレートドリル 2.8L	2.85
SPD3.2	SW ストレートドリル 3.2L	3.2
SPD3.5	SW ストレートドリル 3.5L	3.5
SPD3.8	SW ストレートドリル 3.8L	3.85
SPD4.2	SW ストレートドリル 4.2L	4.2
SPD5.1	SW ストレートドリル 5.1L	5.1
SPD3.2S	SW ストレートドリル 3.2S	3.2
SPD3.5S	SW ストレートドリル 3.5S	3.5
SPD3.8S	SW ストレートドリル 3.8S	3.85
SPD4.2S	SW ストレートドリル 4.2S	4.2
カタログ 番号	カタログ名	中間/最終刃部最大径 (mm)
SPCD3.3	SW カウンターシンクドリル 3.7/3.3mm	3.3/3.7
SPCD4.1	SW カウンターシンクドリル 4.8/4.1mm	4.0/4.8
SPCD4.8	SW カウンターシンクドリル 4.8/4.8mm	4.7/4.8
SPCD4-6	SW カウンターシンクドリル 6.5/4.8mm	4.7/6.5

SPCD5-6	SW カウンターシンクドリル 6.5/5.7mm	5.7/6.5
カタログ 番号	カタログ名	刃部最大径/先端径 (mm)
SD2.3L	ステップドリル 2.3/2.0XL ガイド 用	2.3/2.0
SD2.8L	ステップドリル 2.8/2.3XL ガイド 用	2.85/2.3
カタログ 番号	カタログ名	最大外径(mm)
DGDE	ドリルエクステンダー ガイド用	4.6

カタログ番号	カタログ名	刃部径(mm)
GBLD3.8	ガイドッドボーンレベルドリル 3.8mm	3.8
GBLD4.8	ガイドッドボーンレベルドリル 4.8mm	4.8
カタログ番号	カタログ名	ドリル深さ(mm)
GD2.0-6	ガイドッドスタートドリル 2.0×6	6
カタログ番号	カタログ名	刃部径(mm)
GPD	ガイドッドピン/パイロットドリル	2

カタログ番号	カタログ名	刃部径 (mm)
GSD2.3-8	ガイドッドステップドリル 2.3D×8L	2.3
GSD2.3-10	ガイドッドステップドリル 2.3D×10L	
GSD2.3-11	ガイドッドステップドリル 2.3D×11.5L	
GSD2.3-13	ガイドッドステップドリル 2.3D×13L	
GSD2.3-16	ガイドッドステップドリル 2.3D×16L	
GSD2.8-8	ガイドッドステップドリル 2.8D×8L	2.8
GSD2.8-10	ガイドッドステップドリル 2.8D×10L	
GSD2.8-11	ガイドッドステップドリル 2.8D×11.5L	
GSD2.8-13	ガイドッドステップドリル 2.8D×13L	
GSD2.8-16	ガイドッドステップドリル 2.8D×16L	
GSD3.4-8	ガイドッドステップドリル 3.4D×8L	3.4
GSD3.4-10	ガイドッドステップドリル 3.4D×10L	
GSD3.4-11	ガイドッドステップドリル 3.4D×11.5L	
GSD3.4-13	ガイドッドステップドリル 3.4D×13L	
GSD3.4-16	ガイドッドステップドリル 3.4D×16L	
GSD3.8-8	ガイドッドステップドリル 3.8D×8L	3.8
GSD3.8-10	ガイドッドステップドリル 3.8D×10L	
GSD3.8-11	ガイドッドステップドリル 3.8D×11.5L	
GSD3.8-13	ガイドッドステップドリル 3.8D×13L	
GSD3.8-16	ガイドッドステップドリル 3.8D×16L	
GSD4.4-8	ガイドッドステップドリル 4.4D×8L	4.4
GSD4.4-10	ガイドッドステップドリル 4.4D×10L	
GSD4.4-11	ガイドッドステップドリル 4.4D×11.5L	
GSD4.4-13	ガイドッドステップドリル 4.4D×13L	
GSD4.4-16	ガイドッドステップドリル 4.4D×16L	
GSD4.8-8	ガイドッドステップドリル 4.8D×8L	4.8
GSD4.8-10	ガイドッドステップドリル 4.8D×10L	
GSD4.8-11	ガイドッドステップドリル 4.8D×11.5L	
GSD4.8-13	ガイドッドステップドリル 4.8D×13L	
GSD4.8-16	ガイドッドステップドリル 4.8D×16L	

3.組成

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用ハンドピースに取り付けて適切な速度で回転させることにより、骨に本品の径と同じ寸法の孔を作製するための器具である。

【使用方法等】

本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。

推奨滅菌条件：132℃ 15 分間

1. 本品を歯科用ハンドピースに接続し、適切な速度で回転させ骨孔を形成する。
2. 使用後は速やかに洗浄し、保管する。再使用の際には使用前に高圧蒸気滅菌を行う。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 本品は使用前に芯ぶれなどに支障のないことを確認すること。使用に適さない場合には新品と交換すること。
- 2) 本品は使用の際、発熱、外科的損傷など組織への侵襲を最小限にするため、十分な生理食塩水の注水下で適正に使用すること。

3) 本品を使用中に切削力が低下したり、汚染したりした恐れのある場合には直ちに使用を中止し、新しいものと交換すること。

4) コーティカルボーンドリル、カウンターシンクドリルには中間刃と最終刃の 2 つが備えられている。最終刃でカウンターシンクを形成するには、ドリルを逆回転させること。

【使用上の注意】

1. 本品の使用前に、必ずサイズを確認すること。
2. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
3. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
4. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
5. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げるすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷等の異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ／強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 インプラテックス

ホームページ: <http://www.itx.co.jp>

TEL: 03-5850-8555 FAX: 03-5850-8505

輸入先国：アメリカ合衆国

輸入先製造業者：インプラントダイレクト社

(Implant Direct Sybron Manufacturing, LLC)