

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 手術用ドリルビット(32390000)

ドリル(**ブラックドリル ドリルストップ)

**【形状・構造及び原理等】

**1.形状



**2.構成品

カタログ番号	カタログ名	刃部最大径/先端径 (mm)
SD2.3C	ブラックステップドリル 2.3/2.0L	2.3/2.0
SD2.8C	ブラックステップドリル 2.8/2.3L	2.8/2.3
SD3.4C	ブラックステップドリル 3.4/2.8L	3.4/2.8
SD3.8C	ブラックステップドリル 3.8/3.4L	3.8/3.4
SD4.4C	ブラックステップドリル 4.4/3.8L	4.4/3.8
SD4.8C	ブラックステップドリル 4.8/4.4L	4.8/4.4
SD5.4C	ブラックステップドリル 5.4/4.8L	5.4/4.8
SD2.3CS	ブラックステップドリル 2.3/2.0S	2.3/2.0
SD2.8CS	ブラックステップドリル 2.8/2.3S	2.8/2.3
SD3.4CS	ブラックステップドリル 3.4/2.8S	3.4/2.8
SD3.8CS	ブラックステップドリル 3.8/3.4S	3.8/3.4
SD4.4CS	ブラックステップドリル 4.4/3.8S	4.4/3.8
SD4.8CS	ブラックステップドリル 4.8/4.4S	4.8/4.4
SD5.4CS	ブラックステップドリル 5.4/4.8S	5.4/4.8
カタログ番号	カタログ名	刃部径(mm)
D5.1C	ブラックストレートドリル 5.1L	5.1
D5.1CS	ブラックストレートドリル 5.1S	5.1

カタログ番号	カタログ名	中間/最終刃部 最大径(mm)
CBD3.2C	ブラックコーティカルボンドドリル 3.2 用	3.9/3.2
CBD3.7C	ブラックコーティカルボンドドリル 3.7 用	4.9/3.7
CBD4.2C	ブラックコーティカルボンドドリル 4.2 用	4.9/4.2
CBD4.7C	ブラックコーティカルボンドドリル 4.7 用	5.9/4.7
CBD5.2C	ブラックコーティカルボンドドリル 5.2 用	5.9/5.2
CBD5.7C	ブラックコーティカルボンドドリル 5.7 用	6.9/5.7
CBD7.0C	ブラックコーティカルボンドドリル 7.0 用	-/6.9

カタログ番号	カタログ名	適用ドリル径 (mm)	穿孔深さ (mm)
DSN06	ドリルストップ N 6L	2.3, 2.8	6
DSN08	ドリルストップ N 8L		8
DSN10	ドリルストップ N 10L		10
DSN11	ドリルストップ N 11L		11.5
DSN13	ドリルストップ N 13L		13
DSN16	ドリルストップ N 16L		16
DSR06	ドリルストップ R 6L	3.4, 3.8	6
DSR08	ドリルストップ R 8L		8
DSR10	ドリルストップ R 10L		10
DSR11	ドリルストップ R 11L		11.5
DSR13	ドリルストップ R 13L		13
DSR16	ドリルストップ R 16L		16

カタログ番号	カタログ名	適用ドリル径 (mm)	穿孔深さ (mm)
DSW06	ドリルストップ W 6L	4.4, 4.8	6
DSW08	ドリルストップ W 8L		8
DSW10	ドリルストップ W 10L		10
DSW11	ドリルストップ W 11L		11.5
DSW13	ドリルストップ W 13L		13
DSW16	ドリルストップ W 16L		16
DSXW06	ドリルストップ XW 6L	5.1, 5.4	6
DSXW08	ドリルストップ XW 8L		8
DSXW10	ドリルストップ XW 10L		10
DSXW11	ドリルストップ XW 11L		11.5
DSXW13	ドリルストップ XW 13L		13
DSXW16	ドリルストップ XW 16L		16

カタログ番号	カタログ名	適用ドリル径 (mm)	穿孔深さ (mm)
DSN06S	ドリルストップ N 6LS	2.3, 2.8	6
DSN08S	ドリルストップ N 8LS		8
DSN10S	ドリルストップ N 10LS		10
DSN11S	ドリルストップ N 11LS		11.5
DSN13S	ドリルストップ N 13LS		13
DSR06S	ドリルストップ R 6LS	3.4, 3.8	6
DSR08S	ドリルストップ R 8LS		8
DSR10S	ドリルストップ R 10LS		10
DSR11S	ドリルストップ R 11LS		11.5
DSR13S	ドリルストップ R 13LS		13

カタログ番号	カタログ名	適用ドリル径 (mm)	穿孔深さ (mm)
DSW06S	ドリルストップ W 6LS	4.4, 4.8	6
DSW08S	ドリルストップ W 8LS		8
DSW10S	ドリルストップ W 10LS		10
DSW11S	ドリルストップ W 11LS		11.5
DSW13S	ドリルストップ W 13LS		13
DSXW06S	ドリルストップ XW 6LS	5.1, 5.4	6
DSXW08S	ドリルストップ XW 8LS		8
DSXW10S	ドリルストップ XW 10LS		10
DSXW11S	ドリルストップ XW 11LS		11.5
DSXW13S	ドリルストップ XW 13LS		13

キット番号	カタログ名	キット内容
CDSKL	ブラックドリル ストップキット L	※DSKL(ブラックドリルストップキットレイ L) DSN06、DSN08、DSN10、DSN11、 DSN13、DSN16、DSR06、DSR08、 DSR10、DSR11、DSR13、DSR16、 DSW06、DSW08、DSW10、DSW11、 DSW13、DSW16、DSXW06、DSXW08、 DSXW10、DSXW11、DSXW13、DSXW16
CDSKS	ブラックドリル ストップキット S	※DSKS(ブラックドリルストップキットレイ S) DSN06S、DSN08S、DSN10S、 DSN11S、DSN13S、DSR06S、DSR08S、 DSR10S、DSR11S、DSR13S、DSW06S、 DSW08S、DSW10S、DSW11S、DSW13S、 DSXW06S、DSXW08S、DSXW10S、 DSXW11S、DSXW13S

※雑品

**3.組成

ステンレス鋼、チタン合金

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用ハンドピースに取り付けて適切な速度で回転させることにより、骨に本品の径と同じ寸法の孔を作製するための器具である。

※【使用方法等】

本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。

推奨滅菌条件: 132℃ 15 分間

1. 本品を歯科用ハンドピースに接続し、適切な速度で回転させ骨孔を形成する。
2. 使用後は速やかに洗浄し、保管する。再使用の際には使用前に高圧蒸気滅菌を行う。

※【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) ブラックドリルでない旧シリーズのドリルとの混用はしないこと。
[白黒のパターンが異なるため、深くドリリングしてしまう恐れがある。]
- 2) 本品は使用前に芯ぶれなどに支障のないことを確認すること。使用に不適な場合には新品と交換すること。
- 3) 本品は使用の際、発熱、外科的損傷など組織への侵襲を最小限にするため、十分な生理食塩水の注水下で適正に使用すること。
- 4) 本品を使用中に切削力が低下したり、汚染したりした恐れのある場合には直ちに使用を中止し、新しいものと交換すること。使用回転数は 1200rpmを超えないようにすること。
- 5) ストレートドリルとステップドリルはマーキング長より 0.7mm先端が長くなっている。

【使用上の注意】

1. 本品の使用前に、必ずサイズを確認すること。
2. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
3. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
4. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
5. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷等の異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。
9. 使用回数が 30 回を超えた場合は交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 インブラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL: 03-5850-8555 FAX: 03-5850-8505

輸入先国 : アメリカ合衆国
輸入先製造業者: インプラントダイレクト社
(Implant Direct Sybron Manufacturing, LLC)