

機械器具 58 整形用機械器具

一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 (70965001)

アラインメントピン

*【形状・構造及び原理等】

*1.形状

03740002 (PIN IM1)

03740004 (PIN IM1-AL)



03740003 (PIN 2-2.4)

03740001 (PIN 2-3)

03740005 (PIN 2-2.4-AL)

03740006 (PIN 2-3-AL)



03740007 (PIN IM1S)



*2.寸法

コード 番号	品名	全長 (mm)	先端径 (mm)
03740002	アラインメントピン IM1 用 PIN IM1	20.0	0.6/2.0
03740003	アラインメントピン 2/2.4mmD PIN 2-2.4	20.0	2.0/2.4
03740001	アラインメントピン 2/3mmD PIN 2-3	20.0	2.0/3.0
03740004	抜歯窩アラインメントピン IM1 用 PIN IM1-AL	30.0	0.6/2.0
03740005	抜歯窩アラインメントピン 2/2.4mmD PIN 2-2.4-AL	30.0	2.0/2.4
03740006	抜歯窩アラインメントピン 2/3mmD PIN 2-3-AL	30.0	2.0/3.0
03740007	アラインメントピン IM1S 用 PIN IM1S	20.6	0.6/2.0

3.原材料

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの外科手術時に、骨孔の方向を確認する目的で使用する。

【使用方法等】

1. 使用に先立ち、本製品をオートクレーブにて滅菌を行う。121℃、2 気圧、20 分の条件で行うこと。(135℃、20 分の条件まで耐えることが出来る)
2. ドリリングした骨孔に本品を挿入し、骨孔の方向を確認する。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブにて滅菌して保管する。

【使用上の注意】

1. 本品の使用前に、必ずサイズを確認すること。
2. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
3. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
4. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
5. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり等の異常がないか点検をすること。

7. 強アルカリ／強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インプラテックス

ホームページ:http://www.itx.co.jp

TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505

輸 入 先 国 :イタリア

輸入先製造業者:メクトロン社

(Mectron S.p.A.)