

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 手術用レンチ (32871000)

Salvin 手術用レンチ

*【形状・構造及び原理等】

*1.形状



*2.寸法

カタログ番号	カタログ名	全長 (cm)	設定トルク値 (Ncm)
TORQ 20	トルクレンチ 20Ncm	7.2	20
TORQ 30	トルクレンチ 30Ncm	7.2	30
TORQ 35	トルクレンチ 35Ncm	7.2	35
EASY-REACH	イージーリーチ プロセティックレンチ	17	—
RATCHET	Salvin ラチェットレンチ	7.5	—

3.組成

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は、固定したかみ合い部をもつ手動式の手術器具で、ナット、ボルト又はワイヤ等の把持、回転又は捻転に用いるものをいう。

【使用方法等】

- 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件:121℃ 20 分間
134℃ 5 分間
- 専用ドライバースとの併用で規定のトルク値にてスクリューを締結する。
- 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して、保管する。

【使用上の注意】

- 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
- 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
- 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

*【保守・点検に係る事項】

- 初回の使用及び各使用後においては、ガーゼを用いてアルコールにて清拭すること。(溶解性の洗浄液のご使用は避けてください。)
- 使用後すぐに冷水又は 45℃以下の温水を用いて流水下で洗浄すること。
- その後、蒸留水を用いて超音波洗浄を行うこと。(但し、ステンレス以外の金属の器具とぶつかり合わないよう注意すること。)
- 2、3 の操作を 2 回繰り返すこと。
- 4 の操作の後、表面をふき取ってハンドル内部の水分もエアで飛ばすこと。
- 60℃を超えないよう注意し、室温にて乾燥させること。
- 十分乾燥後、ハンドル後端の穴より注油すること。
- 機器の滅菌は下記の点に注意しておこなうこと。
 - ステンレス製以外の器具と接触させないよう注意すること。
 - TORQ 20、TORQ 30、TORQ 35 は、先端のクビ部分を折り曲げた状態で滅菌すること。
 - EASY-REACH は 3 つのパーツに分解した状態で滅菌し、完全に乾燥してから組み立てること。
- 本品は使用前に、正常に機能することを確認すること。また、下記の場合

合は、トルク値の確認が必要になるため、使用を中止すること。

- 60cm 以上の高さから本品を落下させてしまった場合。
- 150℃以上の温度にさらしてしまった場合。
- 前記【使用上の注意】に従った操作をしなかった場合。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インブラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505
輸 入 先 国 :アメリカ合衆国
輸入先製造業者:サルビンデンタルスペシャルティーズ社
(Salvin Dental Specialties, LLC)