

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 骨粉収集器 (17131000)

再使用禁止

チップコレクター

【禁忌・禁止】

フィルターは再使用禁止である。

【形状・構造及び原理等】

1.形状・構造



OCT-O-RINGS



カタログ番号	カタログ名
OCT	チップコレクター(本体+フィルター3 イリ)
OCT-FILTERS	交換用フィルター
OCT-O-RINGS	チップコレクターO リング

※フィルターは再使用禁止である。

2.組成

アルミニウム合金、ポリアセタール、ポリエチレン、フッ素ゴム

【使用目的又は効果】

外科手術時の穿孔等により生じた骨片を収集するために用いる容器である。

【使用方法等】

- 本品は、未滅菌品であるので使用前に洗浄した後、チップコレクター本体にフィルターを組み込んだ状態で、医療機関内で担保された滅菌条件にて必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間
- 本品の一方を吸引装置に、他方を吸引管に連結し、骨粉等を収集する。
- 使用後のチップコレクター本体は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して保管する。

【使用上の注意】

- 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
- 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
- チップコレクター本体の使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。
- フィルターの使用後は適切に廃棄し、再使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- チップコレクター本体は、使用後にできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
- 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- 超音波洗浄器を用いて洗浄しないこと。
- 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
- 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
- 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり等の異常がないか点検をすること。
- 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
- 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

*【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インプラテックス
ホームページ:http://www.itx.co.jp
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505
輸 入 先 国 :アメリカ合衆国
輸入先製造業者:サルビンデンタルスペシヤルティーズ社
(Salvin Dental Specialties, LLC)