

2020 年 9 月 28 日（新様式第 2 版）
2019 年 10 月 7 日（新様式第 1 版）

医用機器届出番号 13B3X10185000067

器具器械 58 整形用機械器具
一般医療機器 口腔・嚥下訓練器具（JMDN コード 63278001）

キープアップケア

【禁忌・禁止】

- ・本品を口腔・嚥下機能リハビリテーションの目的以外に使用しないこと
- ・劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を直ちに中止すること。
- ・歯牙及び歯肉に異常がある患者には使用しないこと

【形状、構造及び原理】

形状



材質

エチレン酢酸ビニル

構造

予め歯列弓及び口蓋に合わせた形状を付与してあるが印象模型等を用いて患者毎に形態を適合させて使用する。

仕様

患者症例により適宜下記仕様を選択する

仕様			
ユース	スタート	ソフト	ミディアム

【使用目的、効能又は効果】

本品は口腔・嚥下機能を高めるために使用する可撤式器具である

前部中央の突起部に舌尖をつけて、舌背で斜面版斜面板を口蓋方

向に押し上げることにより口腔・嚥下機能を高める。

1 回 3 分～10 分程を目安とする。

【使用方法等】

溶解器等を用いて軟化し、歯科用咬合スプリントの補修・補強に用いる。

充分に放冷後、研削材等で形態を整える。

【使用上の注意】

1. 本品を口腔機能リハビリテーションの目的以外に使用しないこと。

2. 本品は上顎の歯列に固定源を求めるため、上顎歯列中の歯牙や歯肉等に異常がある場合には使用しないこと
3. 使用後は水またはぬるま湯で洗浄し乾燥後清潔な場所に保管すること
4. 本品の使用により発疹・皮膚炎等の過敏症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し医師の診断を受けること。
5. 感染防止のため他者との共用はしないこと。
6. 本品に弾力、変形、着色等の劣化が認められる時は使用を中止し医師等の指示を仰ぐよう指導すること。

【保管方法及び有効期間等】

高温多湿、直射日光を避け 40℃以下の清潔な場所に保管し、使用者以外（特に子供）が触れないように適切に管理すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後の点検は、破損、傷などがない事を確認すること。

【包装】

1 袋 1 個入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：有限会社イオス

住所：東京都八王子市大船町 660

電話番号：042-668-8625

F A X：042-668-8626