

機械器具（55）医療用洗浄器
一般医療機器 手動式生体用洗浄器（JMDNコード：34630000）

サイナスヘルパー

【禁忌・禁止】

1. 手術後の方はご使用前に主治医にご相談ください。脳の手術において鼻からの手術操作があった場合、使用できないことがあります。
2. 鼻の炎症（鼻詰まり等）がひどい、または耳に疾患がある方は、医師にご相談の上ご使用ください。
3. 家族を含め他者と共有しないで下さい。個人使用に限りです。
4. 小さな部品が含まれるため、お子様の手の届かない場所に保管してください。誤飲の危険があります。
5. 使用中や使用後に異常を感じた場合は、ご使用を中止してください。
6. 消毒液や漂白剤等の薬液に晒さないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

<本体>



<付属品>

- ・精製塩
- ・折りたたみ式カップ



2. 原材料

- | | |
|-----------|----------------------------------|
| 本体 | : シリコンゴム、ポリプロピレン、合成ゴム（イソプレピレンゴム） |
| 精製塩 | : 塩化ナトリウム |
| 折りたたみ式カップ | : ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート |

3. 原理

先端チップで鼻孔を塞ぎ、プランジャーを押すことによって鼻腔に食塩水が注入され、反対の鼻孔から食塩水と共に分泌物などが流れ出る。

【使用目的又は効果】

本品は、鼻腔内の衛生状態の維持又は治療の一環として使用する。

【使用方法等】

1. 使用は洗面台・洗面器などの上で行う。
 2. 注入器を食塩水で満たす。
 3. 先端チップで鼻孔を塞いで、「アー」と発声しながら、食塩水を鼻腔に注入する。
 4. 洗浄後に鼻をかむ。
 5. 反対の鼻孔で同様の操作を行う。
- ※感染防止のため個人使用に限る。

【使用上の注意】

- ・お子様は保護者の指導の下でご使用ください。鼻を十分にかめるお子様にはご使用いただけます。
- ・食塩水を作る場合は水道水か精製水をお使いください。やむなく井戸水を使用する場合は、煮沸してお使い下さい。濁りが酷い場合は使用しないでください。
- ・温泉水や海水は使用しないでください。海水には、藻類や異物が含まれている可能性があります。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・高温多湿を避け、直射日光の当たらない清潔な場所で保管してください。
- ・プランジャーはシリンジ外筒に収めた状態で保管してください。プランジャーを抜いたまま保管するとガスケットが膨張し、摺動性に影響する恐れがあります。
- ・使用頻度により異なりますが、通常は4ヶ月から6ヶ月毎の交換を推奨します。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

ディーマー・メディカル・ジャパン株式会社
電話番号：03-5614-2759

<外国製造業者>

Netop Industrial Company Limited（中国）