

歯科材料 6 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科咬合採得用材料（70883000）

バーチャル CAD bite

【禁忌・禁止】

本品の成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往症のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

【形状】

本品はベース25mlとカタリスト25mlのペーストが1セットになっており、先端にミキシングチップを取り付けて使用する。

【原理】

ベースとカタリストを混合することにより、一定時間で固まるので、歯科模型等に塗布し、歯科修復物を製作するための咬合印象をとる。

【原材料】

二酸化ケイ素、ポリシロキサン、メント、その他

【性能】

操作時間：20～40秒

硬化時間：60～100秒

口腔内保持時間：45秒以上

硬度：32ショアD

【使用目的又は効果】

クラウン、ブリッジ、義歯等を作製するために、上下歯列の咬み合わせや、上下顎の位置関係を記録する印象材

【使用方法等】

1. 市販のガンに本品をセットし、本品の先端からキャップをとり、ミキシングチップをつける。
2. 咬合をとる患者の下の歯の上に本品を押し出す。または修復物の咬合面に押し出し、患者の口腔内に設置する。
3. 患者に本品を咬んでもらい、約45秒以上、本品が固まるまで動かないように咬んでもらう。
4. 本品が固まったら、患者の口腔内から取り出し、患者の咬合に合うように修復歯の咬合面を調整する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ・重合が阻害される恐れがあるので、ラテックス手袋を使用しないこと。
- ・操作の前にもラテックス手袋で形成部位や圧排糸を触らないこと。
- ・本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症のある術者は、ラテックスフリーの手袋を用いて、直接本品に触れないようにすること。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- ・未重合の本品が目に入った場合、すぐに大量の流水で洗浄して眼科医の診察を受けること。
- ・本品使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、直ちに医師の診断を受けさせること。

- ・使用したミキシングチップは装着したままにし、フタとして使用すること。次回使用時には新しいミキシングチップと交換すること。
- ・温度が低いと固まりにくく、高いと速く固まるので、本品は室温で使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】

Ivoclar Vivadent株式会社

電話 03-6801-1301 Fax 03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

【製造元】

Ivoclar Vivadent AG（リヒテンシュタイン侯国）