

* 機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科用咬合器（10201000）

ストラトス 200

【形状・構造及び原理等】

[本体寸法及び重量]

寸法:180mm × 175mm × 160mm

重量:950g

【使用目的又は効果】

予め記録した顎間関係に従って上顎及び下顎模型を本品に取り付け、下顎運動の一部又は全部をシミュレートする。

【使用方法等】

1. ベースブロックを装着し、模型をマウントする。
2. 咬合をシミュレートする。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・部品の中には、鋭利なものも多数含まれているため、その取扱に当たっては目や手指などを突き刺したり、損傷させないように十分に気をつけること。
- ・本品は精密機器のため、机から落下させたり、強い衝撃を与えたり乱暴で無理な取扱はしないこと。精度が狂うことがある。
- ・使用において、細かい部品の取り付け、又は取外しがあるが、取り外した部品を紛失しないように注意すること。
- ・可動部分には精密部品を使用しているので慎重に取扱うこと。
力を入れすぎると、破損する恐れがある。

【保守・点検に係る事項】

- ・詳細については、取扱説明書を使用前に必ず読むこと。
- ・汚れや石膏片等が付着したまま使用しないこと。使用前に汚れた部分は、スチーマーや温水できれいに清掃すること。
- ・清掃の際に酸や溶剤は、絶対に使用しないこと。

メンテナンス内容	方法	推奨期間
セントリックラバーバンドの損傷。	不具合があれば交換する。	毎月／必要時
各部のネジが汚れていないか。	ネジをお湯で洗う。	毎週
コンダイルのオイルが十分か。	注油する。	毎月／必要時
ホコリで汚れたコンダイル	スチーマーや温水で清掃する。	毎週／必要時
インクラインサポートや挿入口が汚れ。	スチーマーや温水で清掃する。	毎週／必要時

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

Ivoclar Vivadent株式会社

電話 03-6801-1301 Fax 03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

[製造元]

Ivoclar Vivadent GmbH（オーストリア）