

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象採得用トレー (16350000)

プロアート CAD Try-In

【禁忌・禁止】

本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往症のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

[形状、種類]

直径98.5mm、厚さ30mmの円形ディスク

[原理]

本品を切削加工し、患者に合わせた可撤式義歯の印象用トレーを製作する。

[原材料]

ポリメチルメタクリレート、色素等

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

Ivoclar Vivadent株式会社

電話 03-6801-1301 Fax 03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.com

[製造元]

Ivoclar Vivadent AG(リヒテンシュタイン 侯国)

*【使用目的又は効果】

印象採得時に、印象材を盛り、保持し、圧接するために用いる器具

【使用方法等】

1. CAD/CAM機器で本品を切削加工する。
2. ディスクから完成した製作物をタングステンカーバイドバーで切り離す。
3. クロスカットカーバイドバーで仕上げ、形態調整を行う。
4. 必要に応じてPMMA研磨器具で仕上げる。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ・ 本品を切削する際は、換気を十分に行い、防塵マスクを着用し、切り屑を吸い込まないようにすること。
- ・ 本品に対して、発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者が使用する際には、手術用手袋を用いて直接本品に触れないこと。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・ 本品の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、直ちに医師の診断を受けさせること。
- ・ 義歯・仮修復物・アバットメントの模型には使用できないので本品で製作しないこと。
- ・ 製作物に最低限の厚さをもたせること。
- ・ 適切なミリングツールで切削しないと、過熱する恐れがあるので、CAD/CAM切削システムの推奨するミリングツールを用いること。
- ・ 高光沢材の使用は推奨しません。
- ・ 印象を採得する前に患者口腔内で本品から製作した印象トレーを試適した場合は、流水でトレーを洗浄し、乾燥すること。
- ・ 印象採得時は湿気を避けて保存した印象材料を適切な接着材とともに用いること。
- ・ 印象採得後、印象材とトレーを流水下で洗浄し、適切な除菌材で除菌すること。