

歯科材料 5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科用知覚過敏抑制材料（70926000）

シングルドーズ及びブラシは再使用禁止

ビバセンス

【禁忌・禁止】

メタクリル酸に対して過敏症状を有する患者には、使用しないこと。
シングルドーズ及びブラシは単回使用なので、再使用しないこと。[感染防止のため]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

Ivoclar Vivadent株式会社

電話 03-6801-1301 Fax 03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

[製造元]

Ivoclar Vivadent AG (リヒテンシュタイン 侯国)

【形状・構造及び原理等】

[種類]

シングルドーズ(専用の薬材塗布ブラシ付き)

ボトル

[成分]

ポリエチレングリコールジメタクリレート、フッ化物、ミント他

[原理]

象牙質又は形成象牙質に塗布し、乾燥させることにより、知覚過敏を抑制する。

【使用目的又は効果】

象牙質又は形成象牙質の知覚過敏の抑制に用いる。

【使用方法等】

1. 歯の表面を清掃し、綿球か軽いエアードで歯の表面を乾燥させる。
2. シングルドーズタイプはフォイルの蓋を取り去り、専用ブラシを取り出し、液体につける。液体がブラシに吸い込むようにブラシで何度もかき混ぜる。ボトルタイプを使用する場合は、ミキシングブロックに液を3滴滴下する。専用のブラシでよくかき混ぜる。
3. 液を歯肉につけないように注意して、知覚過敏を起こしている箇所10秒以上やさしくこすりながら塗布する。
4. エアードを10秒間、軽く吹き付け乾燥させる。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ・市販の手袋はメタクリレートアレルギーを防げないので、重合前の本品に触れないようにすること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し医師の診察を受けさせてください。
- ・塗布後30分間は飲食、うがい、歯磨き等をしないこと。
- ・知覚過敏が持続、再発するようなら再度塗布する。
- ・目に入った場合、水ですすぎ医師に相談すること。皮膚についた場合石鹸と水で洗い流すこと。
- ・何度も接触するとメタクリレートアレルギーを引き起こす可能性がある。
- ・接着処理前に本品でデンチンを保護する場合、選択した接着材との適合性を考慮すること。エキサイトF等を使用する場合はエッチング後接着する前に塗布する。
- ・エタノールを含有しているので、発火源から遠ざけること。