

歯科材料 5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科用象牙質接着材 (42483002)

シングルドースは再使用禁止

エキサイト F

【禁忌・禁止】

メタクリル酸に対して過敏症状を有する患者には、
使用しないこと。
シングルドースは再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

- ・ボトル (5g)
- ・シングルドース (0.1g)

[付属品]

トータルエッチ(歯科用エッチング材)
カニューレ

[成分]

ホスホン酸アクリレート、メタクリレート、HEMA、その他

[原理]

ボトルに入った液体をディップ等を使用する分だけ
滴下し、ブラシで塗布する。その後、修復物を充填し、
光重合させて接着する。

【使用目的又は効果】

歯の窩洞・欠損部分へのコンポジット充填材および
修復物等の接着に用いる。

【使用方法等】

1. トータルエッチをエナメル質に15～30秒、次に象牙
質に10～15秒塗布する。
2. ウォータースプレーでトータルエッチを少なくとも5秒
間水洗し、乾燥する。過剰な乾燥を避け、象牙質
表面に光沢が残る程度にとどめる。
3. ボトルタイプはディップに液を滴下し、シングルドース
は持ち手をつかんで、容器内に先端を少なくとも10
秒間押し込む。
4. 窩洞に行き渡るように本品を塗布する。エナメル質
から始め、窩洞全体に塗り残しなく行き渡らせる。
5. 余剰分は弱いエアで除去する。
6. 500mW/cm²以上の光で10秒間重合させる。
7. 修復材を製造元の指示に従って塗布・充填し、光
重合させて接着する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

市販の手袋はメタクリレートアレルギーを防げないの
で、重合前の本品に触れないようにすること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、かゆみ、
しびれ、目への刺激等の過敏症状が現れた患者に
は、使用を中止し医師の診察を受けさせること。
- ・本品を誤って飲み込んだ場合、重合後の本品は
吸収されずに排泄するが、異常を感じた場合、医師
の診察を受けさせること。
- ・歯髄に刺激を与えないよう、歯髄に近い箇所での使用
の際には、水酸化カルシウム製剤等を使用し、グラス
アイオノマーセメント等で被覆すること。
- ・重合前の本品が肌、粘膜、目等に直接触れた場合
は、大量の水で15分以上水洗し、医師の診察を受け
させること。
- ・シングルドースは使い捨てのため、1患者に対してのみ
使用すること。
- ・直接歯髄覆罩には使用しないこと。
- ・ユージノール・クローブオイルを含有する物質は重合
を阻害する恐れがあるので、本品との併用や同一場所
での保管は避けること。
- ・陽イオン系口腔洗浄液、歯垢染め出し液、クロルヘキ
シジン等を併せて使用すると変色、変退色が起きる場合
があるので、併用は避けること。
- ・化学重合タイプのコンポジット材料と使用しないこと。
デュアルキュアタイプの材料と併用する際は塗布後、
必ず光照射すること。

*【保管方法及び有効期間等】

[有効期間]

製造後30ヶ月有効

XXXX-YY-DD (西暦 -月 -日)と外箱に使用期限
を記載

外箱に記載の使用期限までに使用すること。

開封後は使用期限にかかわらず、なるべく早めに使用
すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

Ivoclar Vivadent株式会社

電話 03-6801-1301 Fax 03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

[製造元]

Ivoclar Vivadent AG (リヒテンシュタイン候国)