

歯科材料 5 歯科用接着充填材料 管理医療機器
歯科セラミックス用接着材料（70815000）（歯科用象牙質接着材（42483002）、歯科金属用接着材料（70921000））

モノボンドプラス

【禁忌・禁止】

本品およびシランカップリング材に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往症がある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

遮光したガラスボトル入り液材

【使用目的又は効果】

歯科用陶材、セラミックス又は無機物フィラーを含むレジン系材料で作製した歯科修復物、あるいは金属とレジン系歯科材料、象牙質およびエナメル質への接着を促進するために用いる。

【使用方法等】

破折したセラミックスをコンポジットレジン充填材で修復する場合

1. 鋭角なエッジは取り除き、修復する部位は40～50 μmのダイヤモンドバーで粗面にする。可能であれば機械的に維持するため、アンダーカットを付与する。
2. エッチング材を水洗し、エアーで乾燥させる。
3. 本品を塗布し、60秒間放置してから、エアーで乾燥させる（水洗はしない）。
4. ボンディング材をその使用方法に従い重合させる。
5. コンポジットレジンを充填し、形態を整える。
6. 光重合し、研磨する。

破折したセラミックスをセラミックスで修復する場合 （破折したセラミックスがそのまま使用できる場合）

1. 破折したセラミックスの両方の破折面にエッチング材を適用し、60秒間放置して、清掃する。エッチング材を水洗し、エアーで乾燥させる。
2. 本品をセラミックスの両方の破折面に塗布し、60秒間放置してから、エアーで乾燥させる。
3. 接着材を薄くセラミックスに塗布し、余剰部分をエアーでとばす。
4. 破折したセラミックスを元の位置にしっかりと戻し、接着材を重合させる。時間は接着材の取扱説明書に従うこと。破折したかけらを紛失して不足した部位はコンポジットレジンで充填し、修復する。

インレー、クラウン、ベニア等の 修復物をレジンセメントでセットする場合

セラミックス修復の場合、修復物の接着面にエッチング材を適用し、60秒間放置して、清掃する。エッチング材を水洗し、エアーで乾燥させる。

1. 本品を修復物の接着面に塗布し、60秒間放置してから、エアーで乾燥させる。
2. レジンセメントを適用し、その取扱説明書に従って使用する。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

1. 本品またはシランカップリング材に対して発疹、皮膚炎等の過敏症があらわれた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
2. 本品またはシランカップリング材に対して発疹、皮膚炎等の過敏症のある術者は、手袋等を用いて直接本品に触れないようにすること。また、本品の使用により発疹等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診断を受けること。
3. 本品は口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。付着した場合にはすぐに大量の流水で洗浄すること。万一、目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
4. 接着力が弱くなるので、酸化ジルコニウムの表面をリン酸で清掃しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

1. 遮光して暗所に保存すること。
2. 使用後は直ちにボトルのフタをしっかりと閉めること。

〔有効期間〕

有効期間は外装に記載（自己認証による）。

*【保管方法及び有効期間等】

〔有効期間〕

製造後24ヶ月有効

XXXX-YY-DD（西暦-月-日）と外箱に使用期限を記載
外箱に記載の使用期限までに使用すること。
開封後は使用期限にかかわらず、なるべく早めに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売元〕

Ivoclar Vivadent株式会社
電話 03-6801-1301 Fax 03-5844-3657
www.ivoclarvivadent.com

〔製造元〕

Ivoclar Vivadent AG（リヒテンシュタイン侯国）