

歯科材料 2 歯冠材料
管理医療機器 硬質レジン歯 (70808000)

SR フォナレス II

【形状・構造及び原理等】

[形状・種類]

a) 前歯

上顎用: S61, S62, S63, S71, S72, S73, S81, S82, S83
B61, B62, B63, B71, B72, B73, B81, B82, B83

下顎用: L50, L51, L52, L53, L54, L55

b) 臼歯

上顎用 (Typ): NU3, NU5, NU6

(Lingual): LU3, LU5, LU6

下顎用 (Typ): NL3, NL5, NL6

(Lingual): LL3, LL5, LL6

それぞれ下記の色調(シェード)がある。

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3,
D4, BL1, BL2, BL3, BL4

[原理]

本品を義歯床に植立し、義歯を製作する。

[成分]

メタクリル酸メチル、ウレタンジメタクリレート等

・咀嚼等に問題を起こす可能性があるので、適切な対合歯を選択すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

Ivoclar Vivadent株式会社

電話 03-6801-1301 Fax 03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

*[製造業者]

Ivoclar Vivadent AG (リヒテンシュタイン侯国)

【使用目的又は効果】

義歯に植立する。

【使用方法等】

1. 本品を義歯床用アクリル系レジンに植立し、義歯床レジンとその操作方法に従い重合する。
2. ラバーフィニッシャーかポリッシャーで研磨し、仕上げる。

[使用方法に関連する重要な注意]

対合歯の咬合面を考慮し、インスツルメント等で形態修正を行うこと。

【使用上の注意】

本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し医師の診察を受けさせること。

[重要な基本的注意]

- ・本品の削合、研磨の際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所粉塵装置、公的機関が認可した防塵マスク・保護メガネ等を使用し、粉塵の吸引、目の損傷を防ぐこと。
- ・本品を削合する際は、回転器具による過熱に注意すること。
- ・着色の恐れがあるので、火炎や、トーチ等の火に近付けないこと。
- ・本品を調整する場合は適切なコンポジット材料を使用すること。
- ・本品の表面が荒い場合、プラークの付着等の原因になるので、十分研磨を行うこと。
- ・義歯の表面滑沢材は、しばしば剥がれ落ちたり、退色、変色の原因となるので、使用しないこと。
- ・スケーラー、溶剤、酸等の使用は本品の傷の原因となり、審美的な問題を引き起こす可能性があるため、使用しないこと。