

歯科材料 5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料 (70815000)

モノボンド エッチ&プライム

【禁忌・禁止】

本品およびシランカップリング材に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往症がある患者には使用しないこと。
本品を口腔内で適用しないこと。〔腐食性があるため〕

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕

遮光したプラスチックボトル入り液材

〔原理〕

セラミックス修復物の接着面に塗布し、酸で接着面を粗くし、口腔内に修復物を入れる前に水洗する。水洗後、接着面に薄く層になったシランが残り、歯科用接着材の接着を補助する。

【使用目的又は効果】

歯科用セラミックスで作製した歯科修復物の接着に用いる。

【使用方法等】

1. ガラスセラミックス修復物を試適後、水洗しエアー乾燥する。
2. 本品を混和皿等に滴下し、マイクロブラシ等を使用して修復物接着面を20秒間軽くこすりながら塗布する。
3. 塗布後40秒間放置し、反応させる。
4. 本品の色が完全になくなるまで流水で洗浄する。
5. 修復物を約10秒間、水や油を含まないエアーで乾燥する。
6. 接着性セメントをその製品の取扱説明書に従い塗布し、修復物を接着する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

市販の手袋はメタクリレート過敏症を防ぐことはできないので、本品に触れないようにすること。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

本品またはシランカップリング材に対して発疹、皮膚炎等の過敏症があらわれた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

〔重要な基本的注意〕

1. 本品をガラスセラミックス以外の修復物に使用しないこと。
2. 本品は腐食性があるので、口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。付着した場合にはすぐに大量の流水で洗浄すること。万一、目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- *3. 洗浄しても色が残っている場合には、水中で5分間超音波洗浄すること。
4. 本品で前処理した修復物接着面に唾液および血液を付着させないこと。
5. 汚染を防ぐため、ボトルに直接ブラシを入れないこと。
6. アルコール成分を含んでいるので、使用後はすぐに蓋をしっかりと閉め、発火源には近づけないこと。

**【保管方法及び有効期間等】

〔有効期間〕

製造後24ヶ月有効

XXXX-YY-DD(西暦-月-日)と外箱に使用期限を記載

外箱に記載の使用期限までに使用すること。

開封後は使用期限にかかわらず、なるべく早めに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売元〕

Ivoclar Vivadent 株式会社

電話 03-6801-1301 Fax 03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.com

〔製造元〕

Ivoclar Vivadent AG (リヒテンシュタイン 侯国)