

歯科材料 5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 高分子系歯科小窩裂溝封鎖材（31780002）
（歯科用エッチング材（36153000））

カニューレは再使用禁止

ヘリオシール F Plus

【禁忌・禁止】

メタクリル酸に対して過敏症状を有する患者には、
使用しないこと。

カニューレは再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】**[種類]**

シリンジとキャビフィルがある。

[付属品]

トータルエッチ(カニューレ付)：一般的名称：歯科用
エッチング材、管理医療機器

[成分]

ウレタンジメタクリレート等

[原理]

修復歯の小さな窩洞または溝に塗布し、適切なインス
ツルメントで形を整え光重合させて、小窩裂溝を封鎖
する。

【使用目的又は効果】

歯科小窩裂溝の封鎖に用いる。

【使用方法等】

1. 歯面研磨材等を使用し、患部を清掃する。
2. 唾液等で汚染されないよう、患部をラバーダム等で
隔離する。
3. トータルエッチを塗布し、30～60秒反応させる。水
洗後、水や油を含まないエアーで乾燥する。エッチ
ングされたエナメル質はマットホワイトになる。
4. 本品を薄く修復箇所塗布する。
5. 光重合器の使用 방법에従い、500mW/cm²以上の
光照射器で20秒、または1100mW/cm²以上の光照
射器で10秒間光照射し、本品を重合する。硬化後
は白色になる。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ・市販の手袋はメタクリレートアレルギーを防げないの
で、重合前の本品に触れないようにすること。

【使用上の注意】**[重要な基本的注意]**

- ・本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、か
ゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には、使用
を中止し医師の診察を受けさせること。
- ・重合前の本品を口腔軟組織や皮膚に付着させたり、
目に入らないように注意すること。付着した場合はす
ぐに大量の流水で洗浄すること。

- ・本品の光重合深度は1.5mmなので、深い裂溝及び
象牙質に近い箇所には使用しないこと。
- ・ユージノール／クローブオイルを含有する物質は重
合を阻害する恐れがあるので、本品との併用は避け
ること。
- ・温度が低いと容器から押し出しにくい場合があるの
で、室温(15～25℃)で使用する。
- ・シリンジ又はキャビフィルをキャビフィルインジェク
ター等で直接、患者口腔内に使用する場合は、同じ
患者にのみ使用すること。
- ・キャビフィルを酸素系の消毒剤で消毒しないこと。
- ・気泡が入るので、シリンジの押し出し棒を引き戻さな
いこと。
- ・光に当たると不十分な重合作用をするおそれがある
ので、使用後必ず遮光すること。

【保管方法及び有効期間等】**[保管方法]**

凍結を避け、2～28℃で保存すること。

[有効期間]

製造後24ヶ月有効。

XXXX-YY(西暦-月)と外箱に使用期限を記載。

外箱に記載の使用期限までに使用すること。

開封後は使用期限にかかわらず、なるべく早めに使
用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**[製造販売元]**

Ivoclar Vivadent株式会社

電話 03-6801-1301 Fax 03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

[製造元]

Ivoclar Vivadent AG (リヒテンシュタイン侯国)