

歯科材料 2 歯冠材料
管理医療機器 歯科セラミックス用着色材料（70823000）

ジル カラーリングリキッド

【形状・構造及び原理等】

〔種類〕

T:A1、A2、A3、A3.5、A4、B1、B2、B3、B4、C1、C2、C3、C4、D2、D3、D4
+（プラス）:A1、A2、A3、A3.5、A4、B1、B2、B3、B4、C1、C2、C3、C4、D2、D3、D4
エフェクト:ブルー、バイオレット、グレイ、ブラウン、インサイザルエンハンサー

〔原理〕

切削加工した焼成前の酸化ジルコニウム製修復物に本品を塗布・浸漬し、色調を調整する。

【使用目的又は効果】

歯科用酸化ジルコニウムの色調調整に用いる。

【使用方法等】

浸漬テクニック

1. Sagemax社製の酸化ジルコニウムTまたは+のホワイトディスクを削りだした後、洗浄し、本品のTまたは+の目的とするシェード液を満たしたプラスチック容器に完全に浸るように20秒間浸す。
2. 蒸留水で3秒間すすぐ。
3. ペーパータオルで乾燥させる。

ブラシテクニックおよび浸漬テクニック

1. エフェクトを金属を含まない清潔なブラシでSagemax社製の酸化ジルコニウムディスクに塗布する。
2. 上記、浸漬テクニックで全体に色を付ける。

〔使用方法に関連する重要な注意〕

- ・金属イオンを含有しているので、アレルギー疾患のある術者は直接触れないように注意すること。
- ・作業中、手指の油分や汚れ等が修復物表面に付着することにより、リキッドの浸透を妨げるのを防ぐため、保護手袋を使用すること。
- ・目に入らないよう保護メガネ等を使用すること。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

1. 本品の使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、腫瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し医師の診察を受けさせること。
2. 直接皮膚に触れないよう、手袋、保護メガネ等で保護すること。もし、皮膚に触れた場合は大量の水で洗い流すこと。目に入った場合は、十分な量の水の中でまばたきして、洗い流し、眼科医の診察を受けること。
3. 本品は使用前によく振ってから使用すること。
4. 本品を分けて複数回使用する場合は、蒸発しないようにしっかり栓をし、使用前にリキッドに濁りや汚染がないことを確認すること。
5. 濁った本品は使用しないこと。
6. 金属を含有していない清潔な専用ブラシで塗布すること。
7. 色を浸透させた修復物は焼成前に完全に乾燥させること。
8. 本品を衣服等につけると着色するので、注意すること。

9. ボトルの表面に付いた液体を触らないように注意すること。
10. T及び+（プラス）はSagemax社製酸化ジルコニウムディスクT:ホワイト及び+（プラス）:ホワイト用の着色材料なので、他の製品に使用すると、目的の色調にならないことがある。
11. ブラシテクニックでエフェクト色を変更して塗布する時は、その都度、筆を清潔にすること。
12. 本品を塗布した修復物のシンタリングプログラム時間は、クラックなどのエラー防止のため、長時間プログラムを選択すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・直射日光を避け、2～28℃で保存すること。
- ・他の容器に移し替えたり、金属イオンを含む物質と一緒に保管しないこと。

〔有効期間〕

- ・XXXX-YY（西暦一月）と外箱に使用期限までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売元〕

Ivoclar Vivadent 株式会社
電話 03-6801-1301 Fax 03-5844-3657
www.ivoclarvivadent.jp

〔製造元〕

Sagemax Bioceramics, Inc.（アメリカ合衆国）