

【形状・構造及び原理等】

【形状】

基本的な構成は上顎または下顎の臼歯 8 歯セットである。

PE:

色調コード (シェード)	01、1A、2A、1C、2B、1D、1E、2C、3A、5B、 2E、3E、4A、6B、4B、6C、6D、4C、3C、4D
サイズ	上顎用臼歯：N3U、N4U、N5U、N6U
	下顎用臼歯：N3L、N4L、N5L、N6L

主成分：PMMA

【原理】

本品を義歯に植立し、義歯を製作する。

【使用目的又は効果】

【使用目的】

義歯に植立する。

【使用方法等】

- 通常の義歯排列方法により排列し、義歯床樹脂と結合させて使用する。
- ラバーフニッシャーかポリッシャーで研磨し、仕上げる。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 対合歯の咬合面を考慮し、インスツルメント等で形態修正を行うこと。
- 本品の表面が荒い場合、ブランクの付着等の原因になるので、十分研磨を行うこと。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し医師の診察を受けさせること。
- 本品の研磨の際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所粉塵装置、公的機関が認可した防塵マスク・保護メガネ等を使用し、粉塵の吸引、目の損傷を防ぐこと。
- 本品を削合する際は回転器具による加熱に注意すること。
- 着色の恐れがあるので、火炎やトーチ等の火に近づけないこと。
- 破折する恐れがあるので、本品を削合する際は薄く削らないこと。
- 市販のクリーニング液で清掃すること。スケーラー、溶剤、酸等の使用は本品の傷の原因となり、審美的な問題を引き起こす可能性があるため、使用しないこと。
- 本品を調整する場合は適切なコンポジット材料を使用すること。
- 義歯の表面滑沢剤はしばしば剥がれ落ちたり、退色・変色の原因となるので使用しないこと。
- 咀嚼等に問題を引き起こす可能性があるため、適切な対合歯を選択すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 直射日光の当たらないところで保管すること。
- 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】

Ivoclar Vivadent 株式会社
電話 03-6801-1301

【製造元】

Ivoclar Vivadent AG（リヒテンシュタイン公国）

取扱説明書を必ずご参照ください。