

機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器

一般医療機器 歯面漂白用加熱装置 31806009 クラス分類 I 特定保守管理医療機器

ジェミニ

【形状、構造及び原理等】

【禁忌・禁止】

- ・同梱の取扱説明書に記載された使用方法以外の使用は禁止です。
- ・同梱の取扱説明書に記載された目的以外の使用で発生する損傷等に対しては一切責任を負いません。
- ・説明書で指定している電圧以外での使用は禁止です。
- ・本器、照射器は所定の目的以外の照射は行わないで下さい。
- ・製造者が供給する正式部品のみを使用して下さい。
他の部品を使用しての故障等には一切責任を負いません。
- ・目を損傷する危険を避ける為、操作中は照射光を見ないで下さい。
目を保護する眼鏡をご使用下さい。
- ・洗浄剤が本体の中に入らないようにして下さい。
- ・日光ジーンマシン、赤血球生成プロトポルフィン症、光アレルギー性過敏症などの病歴のある方は使用禁止です。
- ・当社指定の代理店からご購入下さい。

(1) 外 観



(2) 構 成・材料

構成：

- ・ライトユニット
- ・トレイ
- ・リチウムバッテリー
- ・電源コード
- ・USBアダプター

材料：

- ・主材料：ポリエチレン製
- ・LEDおよび一般的な電気材料

(3) 仕様

- ・電源 DC 6 V
- ・光源 LED (8 個)
- ・波長 475-485nm
- ・寸法 203 x 272 x 63mm
- ・重量
ライトユニット 29.1 g
バッテリー 84.4 g
トレイ 26.5 g

【使用目的、効能又は効果】

歯牙に漂白材及び医薬品含有歯科用歯面清掃補助材を塗布した後、加熱する為に用いる。

【操作方法または使用方法等】

- 最初にお使いの場合、約 3 時間の充電が必要です。
- ・電源コードを充電器とライトユニットに接続します。
 - ・充電器のスイッチを約 5 秒押すと 20 分間の照射が開始します。
 - ・20 分の照射後、自動的にスイッチが切れますが、途中で照射を中断する場合はスイッチを 2 秒間押します。

【使用上の注意】

本器は所定の目的以外では使用しないでください。
左記の「禁忌・禁止」事項をご覧ください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

高温や直射日光を避け、常温にて保存する。
長期間、使用しない際、ケースに入れて保管して下さい。

【保障】

- ・製造上の不良に対して購入日から 1 年間保証します。
- ・誤用、事故、落下、災害等による故障は対象外です。

【包 装】

1 セットがケースに収納されています。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 インサイプジャパン株式会社
製 造 業 142-0063
東京都品川区荏原 1-18-11
TEL 03-6715-6133
FAX 03-6715-6137

製 造 元 Beyond International Inc.
ビヨンド インターナショナル インク
(USA)

販 売 業 者 株式会社 J B A
142-0063
東京都品川区荏原 1-18-11
TEL 03-5755-5505
FAX 03-5755-5545