

機械器具(21) 内臓機能検査用器具
一般医療機器 胸腹呼吸センサ 70073000

胸腹呼吸センサ RESPA00000

【禁忌・禁止】

1. センサとコネクタを液体に浸さないこと

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

名称	タイプ	コード
胸腹呼吸センサ	成人用	RESPA00000
	小児用	RESPP00000

2. 外観図と寸法

・外観



・寸法

ケーブルの長さ	200cm
コネクタ形状	Touch Proof 1,5 mm DIN 42802

3. 動作原理

患者の胸腹部に装着し、呼吸の動きに応じてセンサが収縮し、その大きさに応じて電圧が発生し睡眠評価機器などに入力する。

4. 仕様

信号：ピークからピークまで 400mV

出力インピーダンス：1,2 Mohm DC

本製品では、以下のようなシンボルマークが使用されています。

シンボルマークの示す意味は下表のとおりです。

CE	医療機器の2007/47 /EECまでの 改正を含む医療機器指令 93/42/EECに準拠しています。
----	---

REF	カタログ番号
LOT	製造番号
	使用の相談・指示
	製造者
	非滅菌

【使用方法】

1. 使用目的

睡眠ポリグラフ(PSG)。

2. 使用方法

- (1) このセンサは睡眠中の患者の動きを記録するように設計されています。
- (2) センサ部をベルトに取り付け、胸部または腹部に巻き付けます。
- (3) 電極のコネクタを測定機器へと接続します。

3. 使用上の注意

- (1) このセンサはアルコールで洗浄するか、病院で通常使用される消毒用の溶液で 2% に希釈して洗浄することができます。
- (2) センサとコネクタを液体に浸さないでください。

【使用期限】

特になし。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈外国製造業者〉

Spes Medica S.r.l.,

Via Europa Zona Industriale, 84091 Battipaglia (Sa), Italy

TEL : +39 0828 614191

FAX : + 39 0828 341788

〈製造販売業者〉

イーストメディック株式会社

〒920-0062 石川県金沢市割出町 702 番 2

TEL : 076-239-4761

FAX : 076-239-1771

