

類別：機械器具 71 視力補正用眼鏡
一般的名称：眼鏡（コード：35065000）
（一般医療機器）

販売名：Have a look リーディンググラス

【禁忌・禁止】

眼鏡を掛けたまま歩いたり、車の運転をしないこと。

【形状・構造及び原理等】

<形状・構造>



<主原材料>

部品名	原材料
プラスチックフレーム	ポリカーボネイト
レンズ	アクリル

<原理>

眼鏡レンズ1組により、老眼の矯正をおこなう。

レンズ度数：+3.00 ～ -9.00

【使用目的又は効果】

眼鏡レンズ1組と眼鏡フレームからなる視力補正用眼鏡（老眼鏡）である。

【使用方法等】

- ・手元の文字等を見る際に使用する。
- ・掛けはずしの際は、両手でテンプルを持って行う。

【使用上の注意】

- ・この眼鏡は、手元の文字を見やすくするための視力補正用眼鏡なので、掛けたまま歩いたり、車の運転はしないで下さい。
- ・階段の昇り降り、段差のある所での使用は避けて下さい。
- ・眼鏡の掛けはずしは、両手でテンプルを持って顔の正面で行い、掛ける際は、目をつく恐れがあるので、テンプルを十分に開いてゆっくり行ってください。
- ・形くずれやゆりみの原因になるので、片方のテンプルのみを持って無理にはずさないで下さい。
- ・近視、乱視、遠視の方には、合わないので使用しないで下さい。
- ・こめかみに当たる部分とパッドはよく拭き取ってから使用して下さい。
- ・サウナ等高温になる場所では使用しないで下さい。
- ・整髪料、化粧品がメガネについたときは、劣化・変質・変化の原因となる可能性があるため、すみやかに拭き取って下さい。
- ・マスクとの併用は、レンズが曇るおそれがあるので注意して下さい。

- ・眼鏡の掛け具合が悪く、鼻や耳に無理な負担がかかる時は、顔にあるフレームのものを選ぶこと。
- ・フレームが肌に触れる箇所にかゆみ、かぶれ、湿疹など異常がある時、又は異常が現れたときには眼鏡の使用をやめ、医師に相談して下さい。
- ・持ち運びの時は、ケースに入れて下さい。
- ・テンプルを強く曲げると折れることがあるので、しないで下さい。
- ・直射日光が当たる場所、炎天下の自動車内には放置しないで下さい。レンズを使用しているため発火の恐れがあります。
- ・暑い所、温度の高い所では保管しないで下さい。レンズが割れる恐れがあります。
- ・急激な温度変化にあうと変形したり、表面層のはがれ、ひび割れを生じることがあります。また、熱によってフレームやレンズが変形して、見え方に悪影響を及ぼす可能性があるため注意して下さい。
- ・本品を使用したまま太陽などの強い光を見ないで下さい。目を痛める恐れがあります。
- ・レンズを拭く時は、ほこりを落とすか水洗いをする。無理に力を入れて拭くとフレームの型くずれ及び素材の劣化による破損の原因になるのでしないで下さい。
- ・眼鏡を置く時は、レンズの凸面を上向きにすること。下向きにするとキズの原因になるのでしないで下さい。
- ・眼鏡が濡れた時は、水あとがしみになって取れにくくなるので、ティッシュペーパーやメガネ拭きで拭きとって下さい。
- ・各部の素材は、経年変化や摩擦・ゆりみ等のため、変色・変形したり折れたり、表面層のはがれやヒビ割れによる素材の露出が起こる場合があります。

【保管方法及び有効期間等】

<貯蔵・保管方法>

- ・眼鏡ケースに入れ、直射日光の当たる場所は避けて室内で保管する。
- ・レンズをキズつける恐れがあるので、硬い金属等と一緒にしないこと。

【包装】

1 品／袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

<製造販売業者>

インテグロ株式会社
住所：東京都中央区勝どき 5-3-1
TEL:03-6321-4139

<外国製造業者>

アイケア アイウェア インク(台湾)
EYECARE EYEWEAR INC.

<販売業者・お問合せ窓口>

株式会社クローネ
TEL:0467-38-3888