

スパイナルアジャスター

＜再使用可＞

【警告】

1. 本機の使用にあたり、責任管理者を定め、熟練した人以外は機器を操作する事のないように、してください。
2. 次の医用機器との併用は誤作動をまねく恐れがありますので、使用しないでください。
 - ・ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器
 - ・人工心肺等の生命維持用の医用電子機器
 - ・心電計等の装着型医用電子機器

【禁忌・禁止】

1. 以後の様な患者又は部位への使用は避けてください。
 - ・知覚障害患者
 - ・無痛覚部位
 - ・有熟成疾患患者
 - ・結核患者
 - ・皮膚の損傷：炎症部位
 - ・出血性素因の高い部位
 - ・阻血組織
2. 次の患者には使用しないでください。
 - ・悪性腫瘍患者
 - ・急性（疼き通性）疾患患者
 - ・心臓疾患患者
 - ・血友病患者
 - ・伝染性疾患患者
 - ・高齢者で非常に体力が弱く医師が不適当と認めた患者
3. 他の機器との併用は正確なしんだんを誤らせたり危険をまねく恐れがあるので注意する事

【形状・構造及び原理等】

本品は、ヘッドアセンブリの先端のチッププローブが振動することにより手・足・肩・背中などの、あんま、マッサージの代用を行う電気マッサージ器である

組成

- 本体（コンピューター内蔵）
1. 使用条件に合わせて、外観及び寸法の異なる2種類のものがある。本体内部の使用に付いては、同一のものである。
 - ①SA-201型（デスクトップタイプ）
 - ②YP-412型（コンパクトタイプ）
 2. ヘッドアセンブリ
 3. チッププローブ（4種類）
 4. コンピューター専用モニター
 5. 絶縁トランス
 6. 専用ソフトウェア（本体にインストール）

性状

- ・定格電圧：AC100V
- ・定格周波数：50/60Hz
- ・定格消費電力：500VA
- ・保護の形式と程度：クラスⅠ・B型

機能

振動ヘッド付電動マッサージ器

作動・動作原理

商用で電源より供給された電源は変圧器により直流電圧に変換され、ヘッドアセンブリ内の電磁ソレノイドに断続的に供給される。電磁ソレノイドは励磁電圧が加わるとヘッドアセンブリ内のピストンを引き寄せ、遮断されるとスプリングの力によりヘッドアセンブリの先端方向にピストンが押し出される。このピストンの動作

を呼応して先端に取り付けられたチッププローブが振動する。

【使用目的又は効果】

使用目的

あんま・マッサージの代用

使用目的又は効果に関連する使用上の注意

1. 本機使用方法を熟知したもの以外は本機を取り扱わない事
2. 他、取扱説明書参

【使用方法等】

取扱説明書参

【使用上の注意】

本機は厚生省、医療用具承認に基づくJIS規格対象の医療用具であるため、本機の電源ケーブルを必ずアースのあるコンセントに接続してください。

使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

1. 幼児や乳幼児には使用しない事
2. 骨折をしている部位への使用
3. 情的な突起があり、体重が支えきれない骨がある患者への使用
4. 骨粗鬆症の患者
5. 睾丸、卵巣含む生殖器
7. 乳腺
8. 視聴覚器官

過剰使用

1. 同じ箇所へのマッサージは3分以上行わない事
2. 長時間の使用は筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり逆効果をまねく恐れがあるので注意する事。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

1. 水のかからない場所に設置する
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光や誇りあるいは塩分や硫黄分を含んだ空気等によって悪影響を受けない場所に設置する
3. 傾斜、振動、衝撃等の安全状態に注意する事
4. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しない事
5. 電源の周波数や電圧及び許容電流値に注意する事

【取扱い上の注意】

取扱説明書参

【保守・点検に係る事項】

取扱説明書参

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社ウイン
電話番号：0426488521
製造
SIGUMAINSTRUMENTS