

ウェルチ・アレン ビデオコルポスコープ

【形状・構造及び原理等】

ビデオコルポスコープ外観図を以下に示します。



**【使用目的又は効果】

女性器(陰、子宮等)の診察に用いるビデオ機能を備えたコルポスコープです。

品目仕様等

電気的定格:100V 50/60Hz

倍率:4.5～25 倍

21W メタルハライドランプ

重量

・ビデオカメラ部:約 1.4Kg

・直立式スタンド:約 11.3Kg

・スイングアーム式スタンド:約 36.3Kg

機器規格

・電撃に対する保護の形式による分類:クラスⅠ機器

・水の有害な侵入に対する保護の程度の分類:IP X 0

**【使用方法等】

1. スタンドの高さを調整します。
2. ビデオカメラ部の位置を調整します。
3. ビデオカメラ取っ手部の電源スイッチを入れます。
4. 焦点とズームの調整をします。
5. ランプ照射角度の調整をします。
6. グリーンフィルターの On/Off の選択をします。
7. ビデオプリンタ操作ボタンで画像の取り込み画像印刷を行います。

**【使用上の注意】

・使用中に何らかの異常を感知した場合は、直ちに使用を中止して点検を行うかあるいはお取引のディーラー担当様または製造販売業者へ連絡してください。

・本製品は可燃性の麻酔ガス等の環境下では使用しないでください。爆発の恐れがあります。

・本品は滅菌などの措置はできません。故障の原因となります。

・本製品は防水構造ではありません。水濡れなどが発生した場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いた上で乾燥した布などで十分拭き取ってください。内部に水などの侵入の恐れがある場合は、点検を受け安全が確認されるまで使用しないでください。電気ショックを受ける危険性があります。

・本製品の使用中あるいは使用直後は電球部分が高温になる場合がありますので皮膚などに触れないように注意してください。熱傷(やけど)などを引き起こす危険性があります。

・本製品の光源を見つめたり、連続して目(眼球)を照明したりしないでください。目の組織(網膜)に障害を引き起こす危険性があります。

・皮膚への損傷リスクを最小限とするために、次の事項を守ってください。皮膚が損傷する危険性があります。

1) 患部組織を診察する場合、光量を最小にしてください。

2) 照射時間を最小限にしてください。

3) 皮膚損傷がある場合や、麻酔の使用により皮膚感度に変化している場合

には特に注意してください。

**【保管方法及び有効期間等】

以下の条件で清潔な場所に保管してください。

温度 -20℃～40℃、湿度 95%以下

**【保守・点検に係る事項】

クリーニング

・全てのハウジング表面はアルコールを湿らせた柔らかい布でクリーニングします。

バッテリーパッケージの充電

- 1) バッテリーパッケージの電源を OFF にします。
- 2) バッテリーパッケージから装置のパワーコードを取り外します。
- 3) バッテリーパッケージにバッテリーバック充電用 AC アダプターを接続します。
- 4) 充電用 AC アダプターをコンセントに接続します。装置が充電していることを示す LED が点灯します。
- 5) 10～12 時間後フル充電になったらパワー電源から充電用 AC アダプターを取り外します。
- 6) 10 時間のフル充電後 90 分間使用ができます。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

**製造販売業者

ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

**外国製造所(国名)

Welch Allyn Inc.(米国)

ウェルチ アレン、インク