

**器(02)医療用照明器

一般医療機器 汎用光源 JMDN 32037000

ウェルチ・アレン 皮膚鏡

*【形状・構造及び原理等】

*構成

本製品は、ヘッド、ハンドル、電池から構成されています。

- ・ヘッド:3.5V 皮膚鏡ヘッド
- ・ハンドル:2.5V ニッケル充電式ハンドル、3.5V リチウムイオン充電式ハンドル等
- ・電池:3.5V リチウムイオン充電電池、3.5V ニッケル充電電池、単2 アルカリ電池(2本)等

皮膚鏡外観図



電池は、ハンドル内に入っています。

仕様

- (1) 照明系
 - ・ハロゲンランプ
- (2) 使用電池
 - ・3.5V ニッケル充電式電池
 - ・3.5V リチウムイオン充電式電池
 - ・単2 アルカリ電池(2本)

*【使用目的又は効果】

一般手術又は診療に用いる強い光(冷光ということが多い)を発生させる装置です。

*【使用方法等】

1. ハンドルの点灯スイッチがオフ状態であることを確認します。
2. 充電された電池の入ったハンドルの取り付け部に皮膚鏡ヘッドを垂直に装着し回して固定します。
3. ハンドルの点灯スイッチを押しながら明るさ調整ノブを回してライトを点灯させます。
4. 明るさ調整ノブを回して明るさの調節をし、患部を観察します。
5. ハンドルの明るさ調整ノブを逆方向に回して消灯させます。

*【使用上の注意】

- ・充電式ハンドルに使用する AC アダプター、アクセサリ、充電電池、電球は弊社指定のものを使用してください。
- ・電球を交換する際は、電球部分が高温になっています。電球部分を冷やし常温にしてから交換してください。高温のまま交換すると火傷をする恐れがあります。
- ・本製品を高温・高湿又は腐食性ガスなどが発生する場所に保管しないでください。故障する恐れがあります。
- ・本製品を紫外線殺菌灯などの設置された場所に放置しないでください。ヘッドの光学系やプラスチック部が劣化して破損する恐れがあります。
- ・本品は滅菌などの措置はできません。故障の原因となります。
- ・使用中に何らかの異常を感知した場合は、直ちに使用を中止して点検を行うかあるいはお取引のディーラー担当様または製造販売業者へ連絡してください。
- ・本製品は防水構造ではありません。水などで濡れた場合は、直ちに使用を中止し乾燥した布などで拭き取ってください。濡れたまま使用すると感

電する恐れがあります。

- ・本製品の使用中あるいは使用直後は電球部分及び周辺部が高温になる場合があります。使用中あるいは使用直後、電球部分及び周辺部に触れないでください。
- ・本製品の光源を見つめたり、連続して眼(眼球)を照明したりしないでください。眼の組織(網膜)に障害を引き起こす恐れがあります。
- ・瞳孔径や嫌悪反応が通常ではない場合は、眼を保護してください。

*【保管方法及び有効期間等】

常温で清潔な場所に保管してください。

*【保守・点検に係る事項】

*使用者による保守点検事項

検査終了後に以下の清掃をしてください。

1. 本製品外側部分を少量のぬるま湯またはアルコールで湿らせた布などで拭いて汚れやごみを取り除きます。
2. 拭いた後は、乾燥させて湿気を取り除きます。
3. 乾燥させた後に使用してください。過度に水分・アルコールを付けて拭くと、水分・アルコールが本体内部に侵入し故障の原因になります。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

*製造販売業者

ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

*外国製造所(国名)

Welch Allyn Inc.(米国)

ウェルチ アレン、インク