

フロー・サイナスケア® 添付文書



ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また必要なときに読めるよう大切に保管してください。

販売名: フロー・サイナスケア®
名称等: 鼻用洗浄器 一般医療機器 器55
(JMDNコード41599000)
使用目的: 鼻腔内の洗浄
届出番号: 27B1X00118000014

内容物

ボトル容器 1個
調査済み洗浄剤(粉) 12袋
成分: 塩化ナトリウム、塩化カリウム、乳酸カルシウム
五水和物、重炭酸ナトリウム、無水グルコース

※洗浄剤(粉)は50包と100包の
リフィルをご用意しています。



使用上の注意

- 耳鼻の病気で通院されている方、手術後の方、出血性疾患のある方、抗凝固剤を使われている方は使用前にこの添付文書を持参のうえ、医師に相談してください。
- 痛み・違和感を感じたら使用を中止し、様子を見てください。使用を中止しても続く場合は医師に相談してください。
- 洗浄後、鼻を強くかまないでください。(耳に洗浄液が流れる恐れがあります)
- 嚥下障害(食べ物や飲み物を飲み込みにくい)の方は使用しないでください。(洗浄液が気管に流れる恐れがあります)
- 3歳以下の幼児は使用しないでください。自分で鼻がかめる4歳以上の子どもは大人の監督下で使用してください。
- 鼻の洗浄のみに使用し、目的以外には使用しないでください。
- 井戸水など管理の十分でない可能性のある水をそのまま使うことはできません。安全な水(煮沸水、浄水器を通した水、市販のペットボトル水、精製水、上水道水)をお使いください。※鼻腔内に傷のある方、塩素に敏感な方などは上水道水以外の安全な水を利用してください。
- ボトルは乾燥した清潔な場所で保管してください。(不衛生な場所での保管は菌発生の恐れがあります)
- 使用期限(洗浄剤小袋表面に記載)を守ってください。
- ボトルは専用のものを使用し、衛生管理のため定期的に台所用洗剤で洗浄してください。不衛生なボトル利用は健康を害する恐れがあります。3か月に一度程度の交換をお勧めします。

形状・構造及び原理等



キャップ
チューブ
ボトル本体

【形状及び構造】

ボトル本体と、洗浄液を供給するためのノズル穴のあるキャップ、チューブの3パーツから構成されています。200mlの洗浄液を作ることができ、軽く押すと、洗浄液がスムーズに流れ出るように設計されています。

【原理】

洗浄液がキャップの先端から鼻腔に噴射され、鼻腔内を洗い流します。

使用目的

鼻腔内の洗浄

使用方法・手順

1日1回～2回、生活スタイルに合わせた時間にお使いください。

※就寝1時間前までに終わらせることをお勧めします。鼻腔内に残った洗浄液が就寝中に流れ出る可能性があります。



1 手指とボトル内部を十分に洗い、清潔にします。



2 洗浄剤(小袋)1包の粉をボトルに入れます。



3 ひと肌程度に温めた安全な水®をボトルの線まで入れます。キャップをしっかり和締め*。洗浄剤がすべて溶けるまでボトルを振ります。電子レンジが使えます。

※キャップの締め方がゆるいと、洗浄液が流れないことがあります。
※左の「使用上の注意」安全な水欄をご覧ください。



4 洗面台で前かがみになり、キャップ先端を一方の鼻の穴に軽く当てます。口で息をしながら、そっとボトルを握ると温かい洗浄液が反対側の鼻や口から出てきます。鼻で洗浄液を吸う必要はありません。残った洗浄液で反対側の鼻も同じ手順でおこないます。

※「イー」と声を出しながらおこなうと、耳に洗浄液が流れにくくなり、また恐怖心軽減の助けにもなります。
※ボトル内部への洗浄液の逆流を防ぐため、キャップの先端を鼻の穴から離れた後で握った手をゆるめてください。



5 洗浄後はティッシュでやさしく鼻をかみます。(強くかむと耳に洗浄液が流れる恐れがあります)

使用後の保管

1. 使用後は、残った洗浄液をすべて捨ててください。(残液を取り置くことはできません。雑菌の発生を招く恐れがあります)
2. ボトル、キャップ、チューブを十分に洗い流し、ボトル内部に水気が残らないようにペーパータオルで拭き取り乾燥させます。(残った湿り気は雑菌の発生を招く恐れがあります)
3. 次に使うまで、ボトルを乾燥した清潔な場所で保管してください。(冷蔵庫での保管は雑菌増殖を抑えるのに役立ちます)
4. 定期的に台所用洗剤で洗浄してください。
5. 小児の手の届かないところに保管してください。
6. 直射日光や高温多湿を避けて保管してください。

製品のお問合せ先(フロー・サイナスケア® お客様相談室) TEL.06-6948-5665 10:00～17:00(土・日・祝日を除く) Email:info@flo-ent.jp