

機械器具 65 歯科用充填器

一般医療機器 一般的名称:歯科用注入器具 70718000

再使用禁止

販売名:オパールシールチップ

【禁忌・禁止】
[使用方法]
・再使用禁止

[販売業者]

株式会社 松風

〒605-0983 京都府京都市東山区福稲上高松町 11

電話番号 075-561-1112

【形状、構造及び原理等】

[形状・構造]



[原材料]

ポリプロピレン、アクリル繊維

[原理]

ブラシを有したチップである本品を歯科材料のシリンジ先端に取り付け、シリンジから圧力をかけることによって口腔内の適切な部位に適切な量の塗布が可能となる。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科材料を口腔内に塗布するために用いる。

*【使用方法等】

[使用方法(例)]

- (1) シリンジのキャップをはずす。
- (2) シリンジの先端にチップを回しながらしっかりと取り付ける。
- (3) 口腔内に使用する前に流出性のテストをする。
- (4) 各材料の取扱説明書に従って材料を塗布する。

*【使用上の注意】

1. 使用注意

- (1) 再使用不可なので、患者ごとに交換すること。
- (2) 使用中にチップが外れないよう、チップはしっかりとねじって取り付けること。
- (3) チップをつけた状態で、口腔内に使用する前に、材料の流出具合をテストすること。
- (4) 材料がスムーズにチップから出ない場合は、チップを交換すること。

2. 不具合・有害事象

- 1) 重大な不具合
 - ・破損、折損
 - ・動作不良

*【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

常温保管

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

ULTRADENT JAPAN 株式会社

電話番号 0120-060-751

[製造業者]

ウルトラデント プロダクツ インク

ULTRADENT PRODUCTS, INC.(米国)