

機械器具80 はり又はきゅう用器具
一般医療機器 非能動型接触鍼 70613001

ヒュービディック サポーター

【禁忌・禁止】

- ・この製品は成人向けである。
- ・皮膚に異常がある場所に使用してはならない

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び構造

患部に巻き付けやすい様に、伸縮性のある素材で作られている。
使用部位又は使用者の体格等に応じて寸法が2種類ある。



（右：HS-1、左：HS-2）

2. 寸法及び質量

寸法：HS-1：50mm×560mm、HS-2：60mm×765mm

厚さ：0.8mm

質量：HS-1：約20g、HS-2：約31g

3. 原材料

ナイロン80%、ポリウレタン20%

【使用目的又は効果】

関節周辺の筋肉を圧迫する圧迫機能と関節周辺の動きを安定させる
安定機能を通じて、痛みを感じる部位への負担を軽くして、
疼痛の緩和と治療効果の促進を目的とする。

【使用方法等】

- ・製品に破れ、傷、ほつれなどが無いことを確認する。
- ・患部又は保護したい部位に本製品を巻き付ける。
- ・使用する部位又は体格等によってHS-1又はHS-2をご使用ください。
- ・巻き付ける強さは、痛みの度合いに応じて適度な力で患部を圧迫する。
- ・きつく巻いたときは長時間の使用は避けてください。

【使用上の注意】

- ・同一場所を長時間圧迫しないでください。
- ・製品を使用目的以外の目的で使用しないでください。
- ・鋭利なもので傷つけない様ご使用ください。
- ・他の医療機器と併用しないでください。
- ・体に異常を感じたり、圧迫部にかゆみ等の症状が現れたときは使用を中止してください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光を避け、乾燥した清潔な場所で保管してください。
- ・子供の手の届かない場所に保管してください。

【取扱い上の注意】

- ・製品が汚れた場合は、水洗いができます。
- ・汚れがひどい場合は中性洗剤を使用して水洗いしてください。
- ・アルコール、消毒液等は使用しないでください。
- ・暖房器具の近くに置かないでください。
- ・製品が破損したときは、使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ヒュービディックジャパン株式会社
東京都八王子市北野町507番6号
電話：042-649-1920

製造業者：HuBDIC Co., Ltd.
大韓民国