

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 注射筒・針用アダプタ（35384000）

ディスポーザブル・ニードルエクステンダ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は注射針とルアーロックタイプの注射筒を接続する延長管機器である。



2. 原材料

ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

注射針に注射筒を接続するに際し、延長管として使用する機器である。

【使用方法等】

本品は滅菌済み製品であり、一回限りの使用で再使用しないこと。

1. 滅菌袋及び製品に異常がないことを確認後、開封し本品の注射筒接続部を露出する。
2. 本品の注射筒接続部を、使用前に薬液が充填されている注射筒の先端ルアーロック部に取付ける（ねじ込みながら嵌合させる）。
3. 滅菌袋を引いて取り外す。
4. 本品の注射針接続部に、注射針の針基を装着する（ルアー嵌合）。
5. 本品と注射針のエア抜き後、注射針カバーを取り外し、薬液の局所注入に供する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- ・ 本品を使用する際は、硬質の物で強打しないこと。（本品を破損する恐れがある。）
- ・ 絞め方や接続後の取扱い等により、接続が緩むまた過度な締め付けにより破損する可能性がある。
- ・ 使用前又は使用中ひび割れ等の異常が確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。

2. 重要な基本的注意

- ・ 薬液の漏れに注意すること。
- ・ 本品の使用時、異常がないことを監視すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：室温保存

高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

有効期間：5 年間

（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

< 製造販売業者 >

ウィメンズヘルス・ジャパン株式会社

電話番号：03-6240-9611