

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 器具除染用洗浄器(35424000)

販売名 : ベーハーテ T5-DIN

【警告】

- ・ 本品の使用前に、この添付文書及び取扱説明書に記載されている使用方法及び注意事項のすべてを熟読すること。
- ・ 洗浄槽、被洗浄物は高温になるため火傷に注意すること。

【禁忌・禁止】

- ・ 器械、器具の洗浄以外に使用しないこと。
- ・ 装置を改造しないこと。
- ・ 専任者以外は、装置を分解、修理しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 本体寸法・重量

型式	外寸 W×D×H(mm)	重量
T5-DIN	900×1300×2500	450kg

〔品目仕様等〕

- ・ 循環ポンプ 2.7 kW 1 基
- ・ 乾燥能力 18.0 kW ヒーター及び 2 kW ファン 2 基
- ・ 槽内加温 25 kW 蒸気コイルヒーター
- ・ 超音波発振 25kHz , 0.5 kW 4 基

〔動作原理〕

本装置は医療用具及び病院で使用する器具の洗浄（含む；超音波洗浄）・除染・乾燥を目的とした装置であります。洗浄ラックに付けたラックコーディングプレートを読み取り予めインプットされた洗浄プログラムを決定し、1 槽目で予備洗浄・洗浄、2 槽目で超音波洗浄、3 槽目ですすぎ・除染、4 槽目で乾燥を自動で行います。

（2 槽目、3 槽目を除外した 3 槽式、2 槽式仕様もあります）

【使用目的又は効果】

手術に使用した器具等を再使用する為に、自動的に洗浄・すすぎ・除染・乾燥を行う装置である。

【使用方法等】

詳細は取扱説明書を参照すること。

- ① 洗浄剤・すすぎ剤の残量を確認する。
（残量が少ない場合は補充して下さい。）
- ② 電源スイッチを入れる。
- ③ インフィードテーブルに洗浄物をセットされた洗浄ラックを乗せると、自動的にコンベアーにより 1 槽目に入り、洗浄を始めます。

【使用上の注意】

- ・ 洗浄物に適した洗浄ラックをご使用下さい。
- ・ 洗浄剤は無泡性のものをご使用下さい。
- ・ 工程終了後、扉を開ける際には洗浄物の温度に注意して下さい。
- ・ 洗剤・中和剤を補充する際には手袋やゴーグル等をして保護して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

〔耐用期間〕

指定された定期点検を実施した場合、8 年〔自己認証（当社データによる）〕

【保守・点検に係る事項】

詳細は取扱説明書を参照すること。

- ・ 洗浄槽内のフィルターは 1 週間に 1 回以上ゴミを取り除いて下さい。
- ・ 長期間ご使用にならない場合は、給水バルブ（元バルブ）を開けて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社エムエス

住 所：東京都文京区本郷 3 丁目 26 番 12 号

電 話：03-3814-1026（代表）

製造業者名：BHT 社（ドイツ ベーハーテ社）

取扱説明書を必ずご参照下さい。