

*2017年3月(第2版)(新記載要領に基づく改訂)

2012年11月(新様式第1版)

医04 整形用品

一般医療機器 熱傷被覆・保護材 11322101

アルデルム アルフェース

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

アルミ蒸着した不織布の表層材と吸水性の高いポリエステル系の不織布を配した二層構造で出来ているドレッシングを、長方形に裁断し目、鼻、口、顎の所に切り込みを入れ開放している。

【使用目的又は効果】

火傷皮膚を被覆及び保護し、火傷部位の滲出液を吸収するためと、創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

滅菌袋を開き本品を取り出し、アルミ蒸着面を負傷者の目、鼻、口に合うように当て使用する。本品は1回限り使用する。

【使用上の注意】

- ・本品の使用中に創傷部に臨床的感染が起きた場合には、使用を中止し、適切な治療を行って下さい。
- ・本品の使用中に濡れたり、汚れたりした場合には、直ぐに新しいものと取り替えて下さい。
- ・使用のする際に包装等に汚損、破損、水濡れなどが見られた場合には使用しないで下さい。
- ・本品は開封後直ぐに使用して下さい。
- ・本品は裏面に表示している期限内に使用して下さい。



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 栄和産業株式会社
住 所 : 東京都江東区深川 1-1-5
電 話 : 03-6458-5071 (代)

【保管方法及び有効期間等】

***1.保管方法**

高温多湿を避け、水濡れに注意し、清潔な場所に保管すること。

***2.使用期限**

滅菌袋に記載 [製造業者による]

製造業者 : * ドイツ国 W. Soehngen GmbH
(ゼーンゲン社)