

機械器具 47 注射針及び穿刺針
一般医療機器 通気針 70199000
エアレーションニードル

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は通気装置及びキャップからなる。

<構造図>



<薬液等を介して身体に接触する原材料>

ステンレス鋼、ポリプロピレン、紫外線硬化接着剤、シリコーン油

<原理>

密閉されている薬液の容器に本品の針の部分の挿入し、通気することで、容器内を外部と等圧にする。またフィルタにより、通気をしつつ、外部からの細菌などの侵入を防ぐ。

【使用目的又は効果】

本品は、輸液瓶等から輸液する際、瓶内に通気するために使用する。

【使用方法等】

- (1) 本品を無菌的に取り出す。
- (2) 針に触れないように、保護キャップを外す。
- (3) 針を薬液の入った容器に穿通し、容器内を外部と等圧にする。

<使用方法に関連する使用上の注意>

- ・非剛体の容器には使用しないこと。
- ・薬液容器等のゴム栓に穿通する際には、以下の事項に注意すること。
 - 1) 本品を斜めに穿通したり、横方向への力を加えないこと。
[針管の破損、曲がりが生じる可能性がある。]
 - 2) ゴム栓への穿通はまっすぐ行い、同一箇所を繰り返して穿通しないこと。 [ゴム片の混入、針管に詰まりが生じる可能性がある。]
- ・連結管を用いて複数の容器を連結して輸液を行う場合、本品は患者から最も離れた容器に使用すること。 [全ての輸液が正常に流れないおそれがある。]
- ・長期間高温になる場所に置かないこと。
- ・皮下注射や穿刺に用いないこと。
- ・包装を開封したらすぐに使用すること。
- ・針管部を直接手で触れないこと。
- ・誤穿刺に注意すること。

【使用上の注意】

不具合・有害事象

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。

【重大な不具合】

- ・不適切な取り扱い、管理により破損、液漏れ、屈曲が生じる可能性がある。

【重大な有害事象】

以下のような有害事象が発現した場合は、直ちに適切な処置を行うこと。

- ・感染症

以上の有害事象の治療のため、再手術が必要な場合もある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件

水ぬれに注意し、高温多湿・直射日光を避け、通気性の良い涼しく乾燥した場所に保管すること。

2. 使用期間

使用期限は外箱に記載。[自己認証による]

*** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

* 問い合わせ窓口：TEL 0120-401-741

製造元：ビー・ブラウン メディカルインダストリーズ社、マレーシア

B. Braun Medical Industries sdn. Bhd.